

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowana wtyczka żeńska DB15Pin do rozdzielacza SR do 4,0 ml Dongguan Medical Cable dostawca
złącze	3,5 mm/4,0 mm żeńska i DB 15Pin Kobietowa wtyczka
Długość kabla	120 cm lub dostosowane
Kolor kabla	biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	500pcs

Nasza kobieca wtyczka DB15Pin do rozdzielacza SR do kabla elektrody żeńskiej 4,0 mm z 13 przewodami zapewnia niezawodne rozwiązanie do elektroterapii, rehabilitacji i sprzętu diagnostycznego. Zaprojektowany z precyzyjną inżynierią, kabel ten zapewnia minimalną utratę sygnału i optymalną przewodność elektryczną, kluczowe dla dokładnego monitorowania i terapii.

Niezawodne połączenie: DB15 Kobietowa wtyczka i rozdzielacz SR zapewniają stabilne dane i przesyłanie mocy między urządzeniami i podkładkami elektrod. W przypadku podobnych projektów wielopoziomowych możesz także zbadać nasze [10 -pinowe złącze magnetyczne Pogo do 10 przewodów 4,0 mm żeński kabel EKG EKG](#), zaprojektowany do wysokowydajnych zastosowań diagnostycznych.

Elastyczna aplikacja: Kompatybilny z szerokim zakresem systemów EKG, EMG, TENS i fizjoterapii.

Trwałe i bezpieczne: Izolacja PVC klasy medycznej lub silikonowej oferuje elastyczność, biokompatybilność i długą żywotność.

Konfigurowalny projekt: Długość, rozmiar zatrasku, kolory drutu i opakowanie mogą być dostosowane do potrzeb klientów. Aby uzyskać dodatkowe opcje połączenia elektrody, sprawdź nasze [DuPont 2,54 mm kobiecy wtyczka do 4,0 mm męskiego kabla elektrody snap](#), który łączy wszechstronność z bezpieczną wydajnością elektryczną.


Jako profesjonalny producent kabli medycznych Dongguan zapewniamy rozwiązania OEM/ODM ścisłą kontrolę jakości dla szpitali, klinik i marek sprzętu medycznego na całym świecie.

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny