

Parametry produktu

Nazwa produktu	Mikro 5P męska wtyczka i 4,0 mm żeńska elektroda snap do 3 przewodów 4,0 mm kabel snap
Złącze	3,5 mm/4,0 mm snap snap na mikro 5p samiec
Długość kabla	50 cm lub dostosowane
Kolor kabla	Biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
MOQ	100pcs

Wyprodukowane przez certyfikowane przez ISO dostawcę kabli medycznych w Dongguan w Chinach, ta spersonalizowana mikro-samca wtyczka do magnetycznych elektrody elektrycznej 3,5 mm jest zaprojektowany w celu zapewnienia wysokowydajnej łączności dla EKG/EKG, TENS i urządzeń fizjoterapii. Wtyczka mikro samca zapewnia precyzyjne dopasowanie, podczas gdy magnetyczna snap 3,5 mm zapewnia szybkie, bezpieczne mocowanie i stabilne przewodność elektryczna.

Kabel ten, zbudowany z izolacją PVC klasy medycznej lub silikonowej, oferuje elastyczność, biokompatybilność i odporność na częste procesy sterylizacji. Trwały projekt przedłuża żywotność serwisową, dzięki czemu nadaje się zarówno dla urządzeń terapeutycznych szpitalnych, jak i domowych. Dla użytkowników wymagających alternatywnych projektów wtyczek, zapewniamy również [Wtyczka typu-C do rozdzielacza SR do 10 przewodów 4,0 mm żeńska snap elektroda kabla](#) dla bezpiecznych i niezawodnych połączeń medycznych.

Dodatkowo nasz [Niestandardowa silikonowa osłona 4,0 mm samca snap do 4,0 mm formowany żeński kabel kasowy](#) Oferuje kolejne wysokiej jakości rozwiązanie, zaprojektowane w celu spełnienia wymagań urządzeń TENS i EMS o wyjątkowej trwałości i przewodności.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.