

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowana plastikowa wtyczka Lemo do 4 przewodów 4.0 Elektrode żeński kabel kasowy Dongguan Tens EMS Producent przewodów ołowiowych
złącze	3,5 mm/4,0 mm kobiet i USB typu C
Długość kabla	120 cm lub dostosowane
Kolor kabla	biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	500pcs

Wyprodukowane przez profesjonalnego dostawcę kabli medycznych certyfikowanego ISO13485 w Dongguan w Chinach, ta spersonalizowana plastikowa wtyczka lemo do 4 elektrody żeńskie kabel SNAP jest zaprojektowany pod kątem stabilnej i precyzyjnej transmisji sygnałowej w elektroterapii i monitorowaniach, takich jak dziesiątki, EMS, ECG i EMG.

Kabel ma plastikową wtyczkę z plastikową, kompatybilną z ledwem wtyczką na jednym końcu, a cztery 4,0 mm żeńskie złącza snap na drugim. Te snapy zapewniają bezpieczne przywiązanie do szerokiej gamy podkładek elektrod, zapewniając spójną przewodność i bezpieczeństwo użytkownika. Druty ołowiowe są wykonane z miękkiego i elastycznego TPU lub PVC, oferując biokompatybilność i komfort pacjentów podczas przedłużającego się użytkowania.

Ten model jest częścią naszej konfigurowalnej serii kablowych elektroterapii. Na przykład Plastikowe lemo [Złącze 4pin do męskiej szpilki o elektrodzie 2,0 mm z 3 przewodem ołowiu](#) Zapewnia konfigurację podwójnie wiodącą i jest idealny dla kompaktowych urządzeń elektroterapii wymagających precyzyjnej i elastycznej transmisji sygnału.

Jako fabryka, roślina i hurtowni z Dongguan, zapewniamy pełne wsparcie OEM/ODM. Kolejną wszechstronną opcją w naszym zakresie jest [USB typu C do 4,0 mm żeński kabel kasowy z 2 przewodami przewodowymi](#) W przypadku dziesiątek EMS, zaprojektowanych do nowoczesnych cyfrowych systemów terapii z interfejsami typu C, oferując stabilne połączenie i użyteczność przyjazną pacjentom.

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny