

Parametry produktu

Nazwa produktu	Dostosowywana wtyczka typu-C do rozdzielacza SR do 10 przewodów 4,0 mm żeński kabel elektrody snapów Producent kabli medycznych Dongguan
złącze	3,5 mm/4,0 mm kobiet i USB typu C
Długość kabla	120 cm lub dostosowane
Kolor kabla	biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	500pcs

Wyprodukowane przez profesjonalnego certyfikowanego dostawcę kabli medycznych i fabrykę w Dongguan, Chiny, ten typ C do SR do 10 prowadzi 4,0 mm żeński kabel elektrody snap jest zaprojektowany w celu zaspokojenia potrzeb nowoczesnych technologii medycznych i odnowy biologicznej. Oprócz naszej konfiguracji na 10 -letni, oferujemy również nasz kompakt [Typ USB - do podwójnego 3,5 mm magnetycznego kabla medycznego elektrody magnetycznej](#), usprawnione rozwiązanie idealne do konfiguracji stymulacji podwójnej cananel, a także wszechstronne [Typ - do 4,0 mm żeński kabel kasowy z 2 przewodami](#), zoptymalizowane pod kątem standardowych elektrod dziesiątek/EMS i połączeń wielofunkcyjnych

Złącze męskie typu C oferuje kompatybilność z zaawansowanymi przenośnymi jednostkami stymulacyjnymi, podczas gdy struktura odkształcenia (SR) poprawia żywotność kablów i odporność na zużycie przy powtarzanym użytkowaniu. Każdy z 10 przewodów jest zakończony snapem 4,0 mm, umożliwiając precyzyjny, bezpieczny kontakt ze standardowymi podkładkami elektrod.


Jako wiodący producent kabli medycznych OEM/ODM oferujemy pełne dostosowywanie koloru ołowiu, długości, orientacji złącza i rodzaju materiału (TPU, silikon lub PVC). Kabel jest szczególnie odpowiedni do systemów terapii wielorakiej, monitorowania biometrycznego lub rehabilitacji wymagających wielu punktów kontaktowych.

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny