

Nazwa produktu	Dostosowany USB Mini do 3 leadów Klip Clip Clip Clip Dongguan Elektroterapia producent kabli
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, narzędzie fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub zwyczaj
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i zwyczajowy
Materiał przewodnika	Miedź w puszkach
pakiet	Pakowane osobno

Produkowana przez profesjonalnego dostawcę kabli medycznych i fabrykę certyfikowaną ISO13485 w Dongguan w Chinach, ten mini do 3 leadów kabel terapii jest specjalnie zbudowany do systemów elektroterapii i rehabilitacji, w tym dziesiątek, EMS i urządzeń fizykoterapii.

Interfejs mini USB zapewnia stabilną łączność z kompatybilnymi jednostkami terapeutycznymi, podczas gdy trzy pojedyncze przewody ołowiowe kończą się w izolowanych kodkach z kolorami, umożliwiając bezpieczne połączenie z podkładkami elektrod lub czujnikami terapeutycznymi. Kabel jest wytwarzany z tpu lub PVC w kierunku medycznym, zapewniając biokompatybilność, elastyczność i trwałość zarówno dla zastosowań klinicznych, jak i domowych.

Każde urządzenie można dostosować z różnymi długościami kabli, typów klipsów lub formatów złącza elektrody. Na przykład nasz [4,0 mm męski kabel elektrodowy klips do uszu](#) Zapewnij delikatne, ale bezpieczne przywiązanie idealne do terapii usznej, przy jednoczesnym zachowaniu integralności sygnału i komfortu pacjenta.

Dla klientów wymagających dostosowujących się interfejsów sygnałowych, [Lemo Plastics Wtyk do 4,0 mm złotej elektrody żeńska snap z 2 przewodem ołowiu](#) Zapewnia bezproblemową kompatybilność ze standardowymi elektrodami podkładkami, dostarczając szlaki niskiej odporności niezbędne do skutecznej stymulacji w różnych konfiguracjach leczenia.

Niezależnie od tego, czy „ponowne pozyskiwanie kliniki fizykoterapii, producenta urządzeń lub marki odnowy biologicznej, oferujemy pełne wsparcie dostosowywania i usługi produkcyjne masowe z zapewnieniem jakości i szybkim czasem realizacji.





Certyfikacja i zgodność:

Kabel spełnia rygorystyczne standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością sprzętu medycznego.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkt jest wytwarzany w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzenie FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zastosuj się do regulacji sprzętu medycznego UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności zastosowań medycznych.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, a jeśli będziemy mieć zapasy, niestandardowe próbki będą wymagały kosztów instalacji. Dziękujemy za poproszenie nas o sprawdzenie naszej jakości próbek.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

Pytanie 3: Jak radzi sobie twoja fabryka w kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest preferowana. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka została certyfikowana przez ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

Pytanie 4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować moje ulubione przedmioty, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie mojego projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Pytanie 5: Czas dostawy i gwarancja? Jakich usług transportowych użyjesz do wysyłania moich produktów?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

Pytanie 6: Gdzie jest Twoja fabryka? Jak mam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Budynek A, nr 8, położony przy Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, prowincja Guangdong, Chiny