

|                      |                                                                                                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu       | Wysoka jakość 10,0 mm żeńska snap, aby otworzyć kabel medyczny elektrody   Konfigurowalny przewód ołowiowy z ISO13485 i ISO9001 Certyfikowana fabryka Dongguan China |
| aplikacja            | Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii                                                                                                                       |
| długość              | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane                                                                                                                          |
| kolor                | Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany                                                                                                                           |
| Materiał przewodnika | Cynna miedź                                                                                                                                                          |
| Pakiet               | Indywidualnie pakowane                                                                                                                                               |

Kabel elektrody żeński 10,0 mm do otwartej końcowej elektrody jest zaprojektowany w celu zapewnienia stabilnego i niezawodnego połączenia elektrycznego między urządzeniami EMS/TENS i podkładkami elektrod. Ma na drugim standardowe złącze snapowe 10,0 mm na jednym końcu i otwarte terminale, umożliwiając elastyczną integrację w różnych systemach terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Produkt ten jest produkowany w Dongguan w Chinach, przez certyfikowaną fabrykę ISO13485 i ISO9001, zapewniając pełną zgodność z międzynarodowymi standardami produkcji medycznej. Zbudowany z miedzi bez tlenu i izolowany za pomocą TPU klasy medycznej, PVC lub silikonu, kabel zapewnia wysoką przewodność, długoterminową trwałość i bezpieczeństwo pacjentów.

Jest w pełni kompatybilny z szeroką gamą akcesoriów elektroterapii, w tym naszymi [Plastikowa wtyczka lemowa do kabla złącza elektrody magnetycznej 3,5 mm](#) and [Otwarte na klip EKG z 4,0 żeńskim kablem krotnym](#), oferując szersze zastosowanie w terapii klinicznej, sportowej i środowiskach domowych.

Oferujemy pełne dostosowywanie długości kabla, koloru, stylu złącza i prywatnej etykiet. Jako profesjonalny producent, dostawca i fabryka z siedzibą w Chinach obsługujemy klientów B2B na całym świecie ze stałą jakością, konkurencyjnymi czasami realizacji i skalowalnymi możliwościami OEM/ODM.

### Cechy:

- Trwałe złącze Snap z bezpiecznym dopasowaniem 10,0 mm
- Projekt otwarty do elastycznej integracji
- Drut miedziany o wysokiej przewodności dla stabilnej wydajności
- Wyprodukowany w certyfikowanym obiekcie ISO13485 i ISO9001 w Dongguan w Chinach
- OEM/ODM obsługiwane z niskim MOQ






### **Certyfikacja i zgodność:**

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

### **Informacje o firmie. Przegląd**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## FAQ

**P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?**

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

**P2: Jakie metody płatności akceptujesz?**

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

**P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?**

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

**P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?**

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

**P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?**

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

**P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?**

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny