

Parametry produktu

Nazwa produktu	Fabryczne niestandardowe USB C Mężczyzna do srebrnego chlorku EEG Puchar ssący i przewody ołowiowe z klipsem do ucha dla urządzeń TENS EMS Dongguan Tens EMS Producent przewodów ołowiowych
złącze	Mężczyzna z USB typu C
Długość kabla	120 cm lub dostosowane
Kolor kabla	biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	500pcs

Wyprodukowany przez dostawcę kabli medycznych certyfikowanego przez ISO13485 w Dongguan w Chinach, ten niestandardowy mężczyzna USB Type-C do srebrnego chlorku EEG Ssekcja i kabel do uszu jest zaprojektowany do bio-sygnałowej transmisji biologicznej w urządzeniach terapeutycznych i diagnostycznych.

Srebrne/srebrne kubki ssące chlorku i klipsy ucha zapewniają doskonałą przewodność elektrody i stabilnego długoterminowego kontaktu. Ta konfiguracja jest idealna do zastosowań Neuro-Monitoring EEG, elektroterapii i terapii TENS/EMS. W przypadku podobnych konfiguracji nasze [Plastikowa wtyczka lemowa do 4 przewodów 4,0 mm elektrody kablów](#) zapewnia inną opcję łączności TENS/EMS, a Wtyczka audio 3,5 mm do elektrody EEG Kabel elektrody jest odpowiedni dla systemów wymagających standardowych gniazd audio i elektrod EEG w chlorku srebra.


. [Złącze USB-C](#) Zapewnia szeroką kompatybilność z nowoczesnymi urządzeniami elektro-medycznymi, podczas gdy drut ołowiowy można dostosować długość, materiał kurtki i miernik drutu, aby zaspokoić określone potrzeby kliniczne lub badawcze.

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny