

Parametry produktu

Nazwa produktu	Fabrycznie dostosowana 4W0 mm wtyczka bananowa do kabla szpilki 2,0 mm Wysokiej jakości rozwiązanie łączności z Dongguan China
Złącze	Wtyczka bananowa 4,0 mm, 2,0 mm elektrody
Długość kabla	1M lub dostosowane
Kolor kabla	Czarny lub dostosowany
Urządzenia stosowane	EEG, EKG, EMG
Funkcjonować	Sygnał przenoszący
MOQ	100pcs

Nasza fabrycznie dostosowana do fabryki wtyczka bananowa 4,0 mm do kabla kodu elektrodowego 2,0 mm jest zaprojektowana do niezawodnej transmisji sygnałowej w zastosowaniach medycznych, terapii i monitorowania. Kabel ten wyprodukowany w Dongguan, Chin przez doświadczonego producenta i dostawcy kabli, ma wysoką przewodność drutu miedzianą i trwałą izolację TPU lub PVC, zapewniając zarówno elastyczność, jak i długowieczność. Złącza są bezpiecznie uformowane dla silnego, stabilnego połączenia podczas używania w sprzęcie TENS lub EMS. Zamówienia OEM i ODM są mile widziane, z pełnym opcjami dostosowywania wielkości, typu kabla i opakowania. Oferujemy szybką dostawę i stałą jakość jako bezpośredni dostawca kabli medycznych.

W przypadku aplikacji wymagających konfiguracji wielu wiodących, nasze [Multi-funkcjonalne 18-calowe USB Typ C do 2.0 Elektrode EKG Kabel przewodowy](#) Oferuje wszechstronne opcje łączności. Dodatkowo, za rozszerzenie zasięgu jednostek TENS, rozważ nasze [Kabel ołowiu ołowiu ołowiu 2,0 mm 2,0 mm Kabel elektrodowy](#), Zaprojektowany do bezproblemowej integracji z istniejącymi systemami.

Jako producent, dostawca i fabryka z Dongguan, jesteśmy zaangażowani w dostarczanie wysokiej jakości, konfigurowalnych kabli medycznych w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb klientów.

Zdjęcie produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, HeyMED zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapas, dostosowana próbka musi zostać obciążona kosztem konfiguracji. Doceniamy, że poprosisz nas o próbkę, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak radzi sobie twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnym specjalistą ds. Zapewnienia jakości przywiązuje do samego początku wielką wagę do kontroli jakości do samego początku. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnianie ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak wydrukowanie własnego logo lub zmodyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Oferujemy usługę OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klienta.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odp.: Jasne. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy w naszym miejscu pracy. Nasza fabryka znajduje się na 3. miejscu. Podłoga, budynek A, nr 8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, Chiny.