

Nazwa produktu	Wysoka jakość USB A do 4,0 Elektrode ZAKRZYMAĆ KABEL FIZJOTOROPY PRZEWODNIKA DO TENS SESIJS TEROMU MASZINY
aplikacja	Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii
długość	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane
kolor	Czarny, szary, biały, czarny i dostosowany
Materiał przewodnika	Cynna miedź
Pakiet	Indywidualnie pakowane

Scenariusze celu i aplikacji

- Ten kabel fizjoterapii służy jako centrum połączeń. Jeden koniec jest podłączony do źródła zasilania lub urządzenia wyjściowego sygnału przez **Interfejs USB**, a drugi koniec jest podłączony do podkładek elektrod za pomocą **4,0 elektrody żeńskie snap**. Umożliwia funkcje, takie jak stymulacja elektryczna, masaż impulsów i fizjoterapia termiczna na ludzkim ciele, skutecznie promując krążenie krwi, łagodząc zmęczenie mięśni i ból.
- Jest szeroko stosowany w codziennej fizjoterapii zdrowia w domu, umożliwiając użytkownikom prowadzenie samodzielnego leczenia w wolnym czasie. Jest również odpowiedni do profesjonalnych centrów fizjoterapii rehabilitacji i oddziałów rehabilitacyjnych szpitali, zapewniając profesjonalne usługi leczenia rehabilitacji dla pacjentów.

Główne funkcje:

- Wysokiej jakości interfejs: **Interfejs USB A** Zawiera doskonałą wszechstronność i stabilność. Może bezproblemowo łączyć się z różnymi urządzeniami wyposażonymi w wyjście USB, zapewniając stabilną moc i transmisję sygnału.
- Niezawodna snap elektrody: The the **4,0 elektrody żeńskie snap** został dokładnie zaprojektowany i rygorystycznie przetestowany. Ściśle łączy się z **Podkładki elektrod** i nie jest podatny na rozluźnienie, gwarantując stabilność i skuteczność obecnego przewodzenia podczas procesu fizjoterapii.
- Wygodny przełącznik: Wyposażony przełącznik jest łatwy w obsłudze. Użytkownicy mogą włączyć funkcję fizjoterapii w dowolnym momencie według własnych uczuć, dokładnie kontrolując proces fizjoterapii.






Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny