

Parametry produktu

Nazwa produktu	Silikonowa maska twarzy z kablowym urządzeniem do terapii urody twarzy do odmładzania skóry Producent OEM Dongguan
Długość kabla	120 cm lub dostosowane
Kolor kabla	biały czarny lub dostosowany
Funkcjonować	TENS EMS Transmisja/masażer EKG/EKG/EEG/EMG kabel adaptera
Minimalna ilość zamówienia	100pcs

Produkowana przez profesjonalną fabrykę OEM certyfikowaną ISO13485 w Dongguan w Chinach, ta silikonowa maska twarzy z urządzeniem do terapii piękności kablowej jest zaprojektowana w celu uzyskania wysokowydajnej opieki twarzy. Podobne do naszego [TVNS Elektroda do uszu do stymulacji nerwu pochwę wuszkowego](#), To urządzenie pokazuje naszą wiedzę w zakresie opracowywania zaawansowanego sprzętu do terapii medycznej i urody.

Maska ma silikon klasy medycznej dla wygody, trwałości i biokompatybilności, zapewniając bezpieczne stosowanie wrażliwej skóry. Dzięki zintegrowanej technologii przewodzącego urządzenie przesyła mikrokurry o niskiej częstotliwości lub terapię świetlną poprzez połączenie kablowe, promując produkcję kolagenu, zaostrenie mięśni twarzy i poprawę elastyczności skóry.

Idealne do salonów kosmetycznych, spa i procedur pielęgnacji skóry domowej, to urządzenie pomaga zmniejszyć drobne linie, przywrócić nawodnienie i poprawić blask skóry. Jego ergonomiczna konstrukcja zapewnia pełne pokrycie twarzy przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności komfortu użytkowników. Aby uzyskać uzupełniający się sprzęt, odkryj nasze [Dostosowane 10 -pinowe pin złącze magnetyczne do 10 przewodów 4,0 mm żeński kabel EKG EKG](#), który podkreśla naszą inżynierię precyzyjną w produkcji kabli.

Zapewniamy również usługi OEM/ODM, umożliwiając niestandardowe branding, opakowanie i projektowanie w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb rynkowych. Dzięki międzynarodowym certyfikatami, takim jak CE i ROHS, to urządzenie do maski twarzy jest zaufanym wyborem dla globalnych dystrybutorów i marek skóry.

Zdjęcia produktu:





Informacje o firmie. Przegląd



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

FAQ

P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?

Odp.: Oczywiście Heymed zapewnia bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

P2: Jakie metody płatności akceptujesz?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy udzielić 12-miesięcznej gwarancji dostawy. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny