

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą lotniczą, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

Cechy:

- Przewód przedłużający jednostki TENS o średnicy 2,0 mm, żeński do żeńskiego, Heymed Kompatybilny z TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Materiał wysokiej jakości: przewody najwyższej jakości z folii miedzianej, trwałe przez długi czas użytkowania.
- Ten wymienny przedłużacz TENS: służy do przedłużania długości, gdy jest to standard [Przewód TENS](#) jest krótki i wymaga dodatkowych przewodów do urządzenia TENS.
- Ten przedłużacz kabla Tens nie jest dostępny do podłączenia bezpośrednio do urządzeń, to tylko elementy przedłużające kabla.
- Więcej powiązanych [zamienny kabel połączeniowy jednostki Tens](#), Śmiało możesz się z nami skontaktować !

The [kabel elektrodowy typu pin Przewód zastępczy jednostek TENS](#)

Odniesienie do modelu:



Produkty powiązane:

[3-żyłowy kabel magnetycznej elektrody zatrzaskowej do EKG](#)

Kabel elektrodowy typu USB typu c do 2,0 mm

Heymed Technology jest wiodącym producentem porcelany [kable medyczne](#) i akcesoria, zatrzask magnetyczny [kabel elektrody](#) z gniazdem audio 3,5 mm, to nie tylko pewna specyfikacja przewodów zatrzaskowych z magnesem, Heymed zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb, co zapewnia różne specyfikacje okablowania, kabel, niestandardową długość, liczbę przewodów elektrod zatrzaskowych.

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja systemu zarządzania środowiskowego i produktów przeszła pomyślnie raporty



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.