

Warunki handlowe: FOB shenzhen/Guangzhou/Hongkong

Zdolność produkcyjna: 1 000 000 sztuk miesięcznie

Płatność: T/T, Paypal, western union

Miejsce pochodzenia: Dongguan, Chiny

Czas dostawy: przykładowy czas realizacji 3-7 dni, produkcja masowa wynosi około 15-20 dni

Certyfikaty: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Wysyłka: drogą powietrzną, morską lub Fedex, DHL, UPS

MOQ: 500 SZT

Kabel USB C do elektrody EKG z wtykiem żeńskim 4,0 mm i silikonowym zaczepem na ucho

Opis: Dostosuj konfigurację monitorowania EKG za pomocą tego żeńskiego kabla elektrody zatrzaskowej USB C do 4,0 mm [Przewód elektrody EKG z zaczepem na ucho z wtykiem jack 3,5 mm](#) dostępne również z wygodnym silikonowym zaczepem na ucho zapewniającym wygodę noszenia. Zaprojektowany z myślą o kompatybilności z szeroką gamą aparatów i monitorów EKG, kabel ten zapewnia niezawodną łączność i transmisję sygnału w celu uzyskania dokładnych odczytów podczas testów medycznych i diagnostyki. Trwała konstrukcja i elastyczny silikonowy zaczep na ucho sprawiają, że idealnie nadają się do długotrwałego użytkowania bez uszczerbku dla komfortu i wydajności.

Kluczowe cechy:

- **Kompatybilność z USB C:** Łatwo łączy się z nowoczesnymi urządzeniami z portami USB C, zapewniając bezproblemową integrację.
- **Zatrzask żeński 4,0 mm:** Kompatybilny ze standardowymi elektrodami zatrzaskowymi stosowanymi w środowisku medycznym.
- **Silikonowy zaczep na ucho:** Zapewnia bezpieczne i wygodne dopasowanie, odpowiednie do długotrwałego użytkowania.
- **Trwała konstrukcja:** Zbudowany tak, aby wytrzymać częste użytkowanie w placówkach medycznych.
- **Niezawodna transmisja sygnału:** Zapewnia dokładny transfer danych w celu precyzyjnego monitorowania i diagnostyki.

Dane techniczne:

- **Typ złącza:** [Złącze żeńskie USB C do 4,0 mm](#)
- **Materiał:** Silikon (zaczep na ucho), wysokiej jakości drut TPU klasy medycznej
- **Długość:** 0,9 m lub dostosowane
- **Kolor:** Czarny biały
- **Zgodność:** Współpracuje z szeroką gamą aparatów i monitorów EKG

Aplikacje:

- Idealny dla pracowników służby zdrowia, klinik medycznych, szpitali i placówek domowej opieki zdrowotnej.

- Idealny do monitorowania EKG podczas procedur diagnostycznych, monitorowania pacjenta i badań medycznych.

Usprawnij procedury monitorowania EKG dzięki naszemu żeńskiemu kablowi do elektrod EKG Snap Tens. Zaprojektowany z myślą o niezawodności, wszechstronności i łatwości użytkowania, kabel ten zwiększa dokładność i wydajność zapisów EKG, zapewniając optymalną opiekę nad pacjentem i wyniki diagnostyczne.



Heymed Technology to wiodący chiński producent kabli EKG EKG, świadczący niestandardowe usługi w zakresie kabli medycznych. Heymed zawsze dokłada wszelkich starań, aby dostosować je do indywidualnych potrzeb, co zapewnia różne specyfikacje okablowania, kabel, niestandardową długość, liczbę odprowadzeń elektrod zatrzaskowych.

Jakość produktów gwarantowana przez ponad 12 miesięcy oraz zgodność z dyrektywą RoHS i certyfikatem

Firma Hemed posiada już certyfikat ISO 13485 Zarządzanie jakością wyrobów medycznych, ISO 9001 Rejestracja w zakresie międzynarodowego zarządzania jakością oraz ISO 14001 Rejestracja w zakresie systemu zarządzania środowiskowego i produktów przesłała pomyślnie raporty z testów UL, CQC, CE, SGS

Często zadawane pytania

P1: Czy mogę rozpocząć zamówienie próbne, zanim zamówię więcej?

Odp.: Jasne, Heymed zapewnia bezpłatną próbkę, jeśli mamy zapasy, za niestandardową próbkę należy zapłacić koszt konfiguracji. Jesteśmy wdzięczni za poproszenie nas o próbkę w celu sprawdzenia naszej jakości.

P2: Jakie metody płatności akceptujecie?

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i akredytywa

P3: Jak radzi sobie Twoja fabryka w zakresie kontroli jakości?

Odp.: Jakość jest priorytetem. Dział kontroli jakości wraz z profesjonalnym specjalistą ds. zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od samego początku do samego końca. Nasza fabryka uzyskała uwierzytelnienie Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Itp

P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które mi się podobają, na przykład wydrukować własne logo lub zmodyfikować projekt?

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką zatrudniającą ponad 100 pracowników. Oferujemy usługę OEM/ODM. W celu uzyskania szczegółów prosimy o kontakt z nami lub naszym przedstawicielem handlowym.

P5: Czas dostawy i gwarancja? Z jakiej usługi wysyłkowej skorzystasz dla moich produktów?

Odp.: Nasz czas realizacji wynosi około 2-4 tygodni i możemy zaoferować 12-miesięczną gwarancję od dostawy. Jako klienta używamy DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS.

P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?

Odpowiedź: Jasne. Z przyjemnością powitamy Cię w Dongguan i oprowadzimy po naszym miejscu pracy.