


|                      |                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa produktu       | USB typu C do 4,0 mm żeński kabel kasowy z 2 przewodami przewodowymi   Niestandardowy przewód ołowiu medycznego z fabryki kabli Dongguan |
| aplikacja            | Maszyna stymulacyjna, instrument fizykoterapii                                                                                           |
| długość              | 10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm lub dostosowane                                                                                              |
| kolor                | Szary, biały, czarny i dostosowany                                                                                                       |
| Materiał przewodnika | Cynna miedź                                                                                                                              |
| Pakiet               | Indywidualnie pakowane                                                                                                                   |

Ten żeński kabel SNAP typu C do 4,0 mm jest innowacyjnym rozwiązaniem do łączenia nowoczesnych urządzeń medycznych lub terapeutycznych obsługujących USB-C z tradycyjnymi podkładkami elektrod SNAP. Produkowany w Dongguan w Chinach, kabel ten jest idealny dla dziesiątek, EMS i innych systemów biofeedback, oferując niestandardowe opcje i niezawodną jakość od zaufanej chińskiej fabryki i dostawcy.

Produkowane przez profesjonalną fabrykę z siedzibą w Dongguan w Chinach, jesteśmy certyfikowanym dostawcą ISO13485 i ISO9001 z bogatym doświadczeniem w produkcji OEM i ODM. Ten produkt jest szeroko stosowany w terapii TENS, stymulatorach mięśni EMS i innych urządzeniach elektroterapii. W przypadku podobnych aplikacji oferujemy również [Kabel elektrody żeńskiej USB-C do 4,0 mm z silikonowym earhook](#), który zapewnia niezawodną transmisję sygnału i zwiększony komfort pacjenta, a także [niestandardowa wtyczka audio 6,35 mm do podwójnego kabla do szpilki 2,0 mm](#). Zaprojektowany do profesjonalnych ustawień fizjoterapii.

Niestandardowe długości, opakowanie i etykietowanie prywatne są dostępne na żądanie.





### Certyfikacja i zgodność:

Kabel ten spełnia surowe standardy, aby zapewnić najwyższy poziom jakości i bezpieczeństwa w dziedzinie medycyny:

- **ISO 13485:** Certyfikacja zapewnia zgodność z międzynarodowymi standardami systemów zarządzania jakością urządzeń medycznych.
- **ISO 9001:** Upewnij się, że produkty są wytwarzane w systemie zarządzania jakością dźwięku.
- **Zatwierdzona FDA:** Produkt jest zarejestrowany w U.S. Food and Drug Administration i spełnia standardy urządzeń medycznych.
- **Certyfikacja CE MDR:** Zgodnie z regulacją urządzeń medycznych UE (MDR) w celu zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności w przypadku użytku medycznego.

### Informacje o firmie. Przegląd



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

# FAQ

**P1: Czy mogę rozpocząć przykładowe zamówienie przed zamówieniem więcej?**

Odp.: Oczywiście Heymed zapewni bezpłatne próbki, jeśli mamy je w magazynie, niestandardowe próbki wymagają opłat za instalację. Dziękujemy za poproszenie nas o próbki, aby sprawdzić naszą jakość.

**P2: Jakie metody płatności akceptujesz?**

Odp.: PayPal, T/T, przelew bankowy, Western Union i L/C

**P3: Jak robi Twoja fabryka pod względem kontroli jakości?**

Odpowiedź: Jakość jest priorytetem. Dział QC z profesjonalnymi ekspertami ds. Zapewnienia jakości przywiązuje dużą wagę do kontroli jakości od początku do końca. Nasza fabryka uzyskała certyfikat ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. ITP

**P4: Fabryka? Tak! Czy mogę dostosować elementy, które lubię, takie jak drukowanie własnego logo lub modyfikowanie projektu?**

Odp.: Tak, jesteśmy fabryką z ponad 100 pracownikami. Zapewniamy usługi OEM/ODM. Skontaktuj się z nami lub naszym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać szczegółowe informacje.

**P5: Czas dostawy i gwarancja? Jakiej usługi wysyłki użyjesz do wysyłki mojego produktu?**

Odp.: Nasz czas dostawy wynosi około 2-4 tygodni i możemy zapewnić 12-miesięczną gwarancję na dostawę. Używamy DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS jako klientów.

**P6: Gdzie znajduje się Twoja fabryka? Jak mogę tam odwiedzić?**

Odpowiedź: Oczywiście. Z przyjemnością witamy Cię w Dongguan i pokazujemy nasze miejsce pracy. Nasza fabryka znajduje się w trzeciej. Building A, nr 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Prowincja Guangdong, Chiny