

Este eletrodo sinterizado AG/AGCl de alta precisão de 12 mm é fabricado usando pó de cloreto de prata finamente processado, oferecendo biocompatibilidade excepcional, impedância ultra-baixa e estabilidade consistente a longo prazo. Projetado para aplicações sensíveis ao monitoramento de EEG e BCI, ele serve como um eletrodo ativo ou de referência em interfaces neurais clínicas e de pesquisa.

Como fabricante e fornecedor profissional com sede em Dongguan, China, fornecemos opções de personalização flexíveis no tamanho, forma e tipo de conector do eletrodo para atender a uma ampla gama de aplicações biomédicas. Além dos eletrodos, também oferecemos [almofadas de eletrodo](#) compatível com vários sistemas de monitoramento e [cabos médicos personalizados](#) que garantem transmissão de sinal segura e de baixo ruído.

Quer você "adquirisse componentes para equipamentos de diagnóstico ou o desenvolvimento de tecnologia de saúde vestível, nossa fábrica da Dongguan oferece serviços OEM/ODM confiáveis e suprimentos globais consistentes para clientes B2B.



## 12\*1.5MM氯化银粉末烧结电极




### Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

### Informações da empresa. Visão geral



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China