

Agulha de eletrodo 2.0 dupla 3,5 mm 4,0 mm L = 1,5 cm
cabo magnético de pressão branca para fisioterapia

ilustrar:

Termos comerciais: FOB Shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 peças por mês

Método de pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Local de origem: Dongguan, China

Prazo de entrega: o prazo de entrega da amostra é de 3 a 7 dias, a produção em massa é de cerca de 15 a 20 dias

Certificado: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envio: Aéreo, Marítimo ou Fedex, DHL, UPS

Quantidade mínima de pedido: 500 PCS

A Haimed Technology Magnetic Snap Button Factory fornece encaixes magnéticos de alta qualidade. Não é apenas um botão magnético. Haimed sempre foi um fabricante profissional de fios de botão magnético personalizados na China, com botões de eletrodo de suporte, por exemplo, [Cabo de eletrodo magnético de encaixe ECG de 3 derivações estéreo de 3,5 mm](#), e [Encaixe macho de ECG ao cabo fêmea do conector do soquete de 2.54mm DuPont](#), e [Conector de 20 pinos para fio condutor de ECG fêmea com eletrodo de 4,0 mm](#), e [Usb um macho para 3.5mm 4.0mm 5.0mm fêmea snap-on eletrodo cabo com controle de fonte de alimentação de comutação](#) etc.

Qualidade do produto garantida por mais de 12 meses, compatível com os padrões RoHS e Reach e certificado

Haimed foi aprovado na certificação de gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos ISO 13485, no registro internacional de gerenciamento de qualidade ISO 9001 e no registro de sistema de gerenciamento ambiental ISO 14001, e seus produtos foram aprovados nos relatórios de teste UL, CQC, CE, SGS