

Fio adaptador universal 4.0mm plugue macho banana para 10mm fêmea snap ecg eletrodos unidade tens fios de chumbo para testes elétricos para ilustrar:



A fábrica do botão instantâneo do eletrodo dos leads de teste da tecnologia Heymed fornece alta qualidade [Banana Plug para encaixar adaptador de cabo](#) Eletrodos. Este personalizado [Cabo de eletrodo ECG /EKG](#) com encaixe fêmea de 10,0 mm é projetado para evitar outras influências externas no contato de metal. E é amplamente utilizado na indústria médica, como máquina ECG EEG EKG EMG, também fazemos muitos itens semelhantes com plugue DC3.5 para eletrodo 4.0 ou com cabo conector macho tipo c e lemos e assim por diante em custom. Além do mais, Heymed suporta customização de diferentes cores, conectores, materiais e assim por diante.



Qualidade do produto garantida por mais de 12 meses, compatível com os padrões RoHS e Reach e certificado

Heymed foi aprovado na certificação de gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos ISO 13485, no registro internacional de gerenciamento de qualidade ISO 9001 e no registro de sistema de gestão ambiental ISO 14001, e seus produtos passaram nos testes UL, CQC, CE e SGS.