

Parâmetros do produto

Nome do produto	2,5 mm 2P Eletrodo condutor duplo com bloco de eletrodo de tecido não tecido branco Fabricante de acessórios médicos do Dongguan
Conector	Botão de encaixe de 2,5 mm
Material	Tecido não tecido
Cor	Branco
Equipamentos aplicados	Hospital Medical, Disfagia Machine
Função	Serviços de Saúde Médica, Fisioterapia de Garganta de engolir
MOQ	500pcs

Fabricada por um fornecedor profissional de acessórios médicos certificados pela ISO 13485 em Dongguan, China, este eletrodo condutor 2P de 2,5 mm 2P combina engenharia de precisão com conforto do paciente. Para os médicos que precisam de alternativas versáteis, considere nosso [Macaco de áudio de 2,5 mm com cabo duplo de clipe de orelha](#), apresentando um conector de áudio masculino de 2,5 mm e eletrodos de clipe de orelha de aço inoxidável reutilizável-também certificados ISO 13485 e ideais para dezenas, EMs, fisioterapia e aplicações de acupuntura

A almofada de eletrodo de tecido não tecida branca oferece desempenho respirável e leve, garantindo uma forte adesão sem irritar a pele. O conector de 2 pinos de 2,5 mm é compatível com uma ampla gama de dezenas, EMs e máquinas de fisioterapia, tornando-a uma solução versátil para clínicas, centros de reabilitação e uso de terapia pessoal. Para uma solução de conexão mais compacta, porém robusta, você também pode explorar nosso [Conector de inclinação de 4 pinos de 4 pinos de 4 pinos para cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm](#), projetado para uso de alta precisão e durável em configurações terapêuticas clínicas ou pessoais e totalmente personalizável.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.