

Termos comerciais: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 unidades por mês

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Local de origem: Dongguan, China

Prazo de entrega: prazo de entrega da amostra 3-7 dias, a produção em massa é de cerca de 15-20 dias

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envio: Por via aérea, marítima ou Fedex, DHL, UPS


Quantidade mínima: 500 PCS

Características:

1. **Construção de alta qualidade:** Fabricado com materiais premium, este cabo garante durabilidade e longevidade, mesmo em ambientes médicos exigentes.
2. **Transmissão precisa de sinal:** Projetado para fornecer transmissão de sinal precisa e confiável, mantendo a integridade dos dados médicos para diagnósticos e análises precisos.
3. **Compatibilidade universal:** Compatível com uma ampla gama de equipamentos médicos, incluindo máquinas de EEG (eletroencefalografia), monitores de ECG (eletrocardiografia), dispositivos EMG (eletromiografia), unidades TENS (estimulação elétrica nervosa transcutânea) e muito mais.
4. **Conexões duplas de eletrodo de pino de 2,0 mm:** Possui conectores de pino duplos de 2,0 mm, garantindo uma conexão segura e estável com eletrodos médicos para aquisição de dados consistente e ininterrupta.
5. **Interface de tomada de 3,5 mm:** Equipado com uma interface jack padrão de 3,5 mm, permitindo conectividade perfeita com dispositivos como computadores, tablets, smartphones e sistemas de registro médico.
6. **Opções de comprimento flexíveis:** Disponível em vários comprimentos para acomodar diferentes instalações e configurações, proporcionando flexibilidade em procedimentos e experimentos médicos.

7. **Fácil de usar:** O design plug-and-play garante configuração e operação sem complicações, economizando tempo e esforço para profissionais médicos e pesquisadores.
8. **Seguro e confiável:** Está em conformidade com os padrões da indústria em termos de segurança e desempenho, oferecendo tranquilidade durante procedimentos médicos e monitoramento de pacientes.
9. **Aplicações versáteis:** Adequado para uma ampla gama de aplicações médicas, incluindo estudos neurológicos, monitoramento cardíaco, avaliação da atividade muscular, controle da dor e terapia de reabilitação.
10. **Grau Profissional:** Confiado por profissionais médicos, pesquisadores, educadores e instituições de saúde em todo o mundo por sua qualidade e desempenho em ambientes clínicos e de pesquisa.

O cabo de eletrodo tipo pino com conector de 3,5 mm Referência de desenho:



Heymed Technology é um fabricante líder na China para [cabos médicos](#) e acessórios, encaixe magnético [cabo eletrodo](#) com conector de áudio de 3,5 mm, que não é apenas uma determinada especificação dos cabos de encaixe magnético, a Heymed sempre faz o melhor para personalização, que fornece as diferentes especificações de fiação, cabo, comprimento personalizado, número de cabos de eletrodo de encaixe.

Qualidade dos produtos garantida por mais de 12 meses e RoHS e alcance e certificação

A Hemed já foi certificada pela ISO 13485 Gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos, Registro ISO 9001 para gerenciamento de qualidade internacional e Registro ISO 14001 para sistema de gestão ambiental e produtos passou nos relatórios de testes UL, CQC, CE, SGS