

Nome do produto	Plugue de lemo de metal em forma de 4 pinos para 316 cabo de terapia de conector de aço inoxidável ISO13485 Fabricante de Cable Médico Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricada por uma fábrica de cabo médica certificada por ISO13485 em Dongguan, China, este plugue de lemo de metal em forma de L de 4 pinos para 316 cabo de terapia de plugue de aço inoxidável garante a transmissão de sinais de resistência estável e de baixa resistência em dispositivos de terapia profissional, incluindo TENS, EMS e sistemas de estimulação bioelétrica. Complementa perfeitamente outros conjuntos de cabos de Dongguan de engenharia de precisão, como [Conector feminino de metal de 4pin de 4 pinos para Cabo de Fisioterapia de Ph2.0-4pin Terminal](#), também fabricado pelo mesmo fornecedor na certificação ISO13485.

O plugue compatível com lemo fornece um ajuste seguro com soquetes de qualidade médica, enquanto o 316 Conector de Aço Axtual oferece condutividade superior e resistência à corrosão, adequadas para aplicações de terapia médica ou estética de longo prazo. Isso se alinha perfeitamente com produtos como [Conector de Lemo Metal Auto -Locking 6pin para DB9 Spo₂ Extensor de Extensão](#), mostrando a versatilidade da planta de Dongguan como um fornecedor confiável de conjuntos de lemo de metal e plástico.

Nossa planta baseada em Dongguan usa materiais biocompatíveis, como TPU ou silicone para isolamento, oferecendo flexibilidade, durabilidade e segurança do paciente. Como fornecedor e fornecedor de atacado confiáveis para projetos OEM e ODM, fornecemos total personalização de tipos de conectores, comprimentos de cabo e rotulagem para atender às suas necessidades clínicas ou comerciais exatas.





Certificação e conformidade:

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China