

Termos comerciais: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 unidades por mês

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Local de origem: Dongguan, China

Prazo de entrega: prazo de entrega da amostra 3-7 dias, a produção em massa é de cerca de 15-20 dias

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envio: Por via aérea, marítima ou Fedex, DHL, UPS

Quantidade mínima: 500 PCS

Especificação:

Descrição:

- Atualmente, a maioria dos pequenos instrumentos do mercado utiliza conectores de 2,5 mm para dispositivos médicos. Este cabo emg de eletrodo é adequado para a maioria dos instrumentos terapêuticos e instrumentos de fisioterapia. Adequado para ECG, EEG, EMG, fisioterapia e outros produtos eletrônicos, suportando monitoramento e aquisição de sinais e aplicações de estimulação elétrica por ondas microelétricas.
- A linha de fisioterapia com encaixe de eletrodo geralmente consiste em adesivo condutor, filme condutor, fio condutor ou fivela de fisioterapia com eletrodo.
- Esse [cabo do eletrodo do emg ecg ekg](#) com resistor carregando uma resistência de 510ohm-12100ohm em cada snap, que pode estabilizar a tensão, controlar a quantidade de corrente, reduzir a temperatura do fio e prolongar a vida útil do cabo.
- Promove a recuperação neuromuscular e a melhoria funcional através da estimulação dos neuromúsculos. O uso de fios elásticos de eletrodo permite que a corrente elétrica flua uniformemente em contato com a pele para atingir o efeito terapêutico.

Características principais:

- **Valor do resistor 510ohm-12100ohm** : Garante ótima condutividade elétrica e durabilidade.
- **Variedades de injeção de cores instantâneas**: A cor diferente do encaixe do eletrodo é fácil de ajudar na discriminação dos clientes.
- **Compatibilidade universal**: Projetado para usos múltiplos, usado com combinação de massagem e massagador TENS, pode promover a circulação sanguínea e alcançar o efeito de preservação da saúde.
- **Material**: Materiais de alta qualidade, núcleo de cobre e caixa de plástico, durável e longevidade, confiável em uso
- **Conector de plugue**: Cabeça do plugue 2,5 mm, diâmetro de encaixe 3,5 mm, 4,0 mm

Especificações:

- **Material**: Cobre puro, TPU

- **Cor:** Preto (Outras cores disponíveis mediante solicitação)
- **Comprimento:** 1m ou personalizado

Formulários:

- Ideal para terapia de alívio da dor, reabilitação muscular e sessões de fisioterapia.
- Adequado para uso pessoal ou ambientes médicos profissionais.

Notas:

[O mais recente cabo de eletrodo de ecg com conexão pogo pin daqui.](#)



áudio fabricante de fio condutor instantâneo, fornecimento de cabos com conectores de dispositivos médicos para diferentes dispositivos, como cabo instantâneo de eletrodo de 5 pólos DC3,5 mm a 3,5 mm 4,0 m ou aço inoxidável reutilizável **Placa Negativa** com Metal Lemo Plug ou almofadas de eletrodo de tipo diferente e assim por diante personalizado

Qualidade dos produtos garantida por mais de 12 meses e RoHS e alcance e certificação

A Hemed já foi certificada pela ISO 13485 Gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos, Registro ISO 9001 para gerenciamento de qualidade internacional e Registro ISO 14001 para sistema de gestão ambiental e produtos passou nos relatórios de testes UL, CQC, CE, SGS

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, a amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos por nos solicitar uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: A qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista profissional em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho.