

Parâmetros do produto

Nome do produto	Conector masculino de 6 pin DIN para arame aberto para máquina de fisioterapia Dongguan ISO13485 Fornecedor de cabos médicos certificados
Conector	Conector masculino de 6 pin din
Comprimento do cabo	50cm ou personalizado
Cor do cabo	Preto branco ou personalizado
Função	TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador
MOQ	500pcs


Fabricado por uma fábrica profissional de cabos médicos com certificação ISO13485 em Dongguan, China, este conector macho de 6 pinos para o cabo de arame aberto fornece desempenho de alta confiabilidade para máquinas de fisioterapia, dispositivos de reabilitação e equipamentos de estimulação neuromuscular.

Como exemplo de nossa gama de produtos, consulte nosso [Plugue masculino de áudio de 6,35 mm personalizado para o cabo de conector Snap Feminino de 3,5 mm com 2 leads](#)-Um cabo de terapia de alta qualidade produzido por nossa planta certificada por Dongguan ISO13485 para aplicações de TENS/EMS.

O plugue masculino DIN de engenharia de precisão garante um contato elétrico seguro, enquanto a extremidade do fio aberto permite conexões versáteis e fácil personalização. Utilizando PVC de nível médico ou isolamento de silicone, o cabo oferece durabilidade, biocompatibilidade e flexibilidade superior, ideal para uso clínico frequente.

Como fornecedor e fábrica de cabos médicos confiáveis de Dongguan, fornecemos soluções personalizadas, incluindo comprimento de cabo, medidor de arame e configurações de conector, atendendo a diversos requisitos de OEM e ODM para aplicações de fisioterapia e reabilitação. Por exemplo, também fabricamos o [Plugue de lomo de metal em forma de 4 pinos para 316 cabo de terapia de conector de aço inoxidável](#), Totalmente personalizável e certificado sob a ISO 13485, adaptado para dispositivos de terapia como TENS, EMS e sistemas de estimulação bioelétrica.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.