

|                    |                                                                                                                                                                |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto    | Eletrodos EEG banhados a AgCl Eletrodos secos OpenBCI EEG Eletrodos de metal tipo pente EEG da fábrica de Guangdong com certificação ISO e certificação médica |
| aplicativo         | Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia                                                                                                            |
| Local de Origem    | GuangdongChina                                                                                                                                                 |
| Unidades de venda: | Item único                                                                                                                                                     |
| Material condutor  | Cobre banhado a AgCl                                                                                                                                           |
| Pacote             | Embalado individualmente                                                                                                                                       |

#### Aplicativo:

- **Pesquisa em Neurociências:** No campo da pesquisa em neurociência, usado para aquisição de sinais EEG para auxiliar os pesquisadores na análise e monitoramento da atividade cerebral.
- **Diagnóstico Médico:** No diagnóstico médico, auxiliando os médicos no monitoramento de EEG e no diagnóstico de doenças como epilepsia e distúrbios do sono.
- **Reabilitação:** Em instituições de reabilitação, pode servir como ferramenta para monitorar a recuperação da função cerebral durante a reabilitação.

#### Principais características:

- **Material e Processo do Eletrodo:** Utiliza o processo de revestimento AgCl, garantindo excelente condutividade elétrica e estabilidade dos eletrodos.
- **Projeto de eletrodo:** Design de eletrodo de metal tipo pente para fácil fixação ao couro cabeludo, fornecendo aquisição confiável de sinal EEG.
- **Conveniência:** Eletrodos secos projetados especificamente para o sistema OpenBCI, eliminando a necessidade de gel condutor e oferecendo uso conveniente.
- **Qualidade de fábrica:** Fabricado em uma fábrica de Guangdong com rígidos padrões de produção e controle de qualidade.
- **Certificações:** Possui ISO9001 ISO13485 e certificações médicas, garantindo que o produto atende aos padrões internacionais de qualidade e segurança médica.







### **Certificação e Conformidade:**

Este cabo atende a padrões rigorosos para garantir os mais altos níveis de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gestão de qualidade de dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Garantir que os produtos sejam fabricados sob um sistema de gestão de qualidade sólido.
- **Aprovado pela FDA:** O produto está registrado na Food and Drug Administration dos EUA e atende aos padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com o Regulamento de Dispositivos Médicos (MDR) da UE para garantir segurança e eficácia para uso médico.

### **Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Claro, a Heymed fornecerá amostras grátis se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos solicitar amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica se sai em termos de controle de qualidade?**

Resposta: Qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialistas profissionais em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve certificação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ETC.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Nós fornecemos serviços de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos fornecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, nº 8, Kangyang 1st Street, vila de Shebei, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China