

Parâmetros do produto

Nome do produto	Conector masculino de 6 pinos de customização a 5 leads Cabo de ECG de pino de 2,0 mm para máquina de fisioterapia Fornecedor de Cable Médico Dongguan
Conector	Conector masculino de 6 pin din
Comprimento do cabo	50cm ou personalizado
Cor do cabo	Preto branco ou personalizado
Função	TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador
MOQ	500pcs

Fabricado por um fornecedor profissional de cabos médicos com certificação ISO13485 em Dongguan, China, este conector masculino de 6 pinos a 5 leads Cable ECG de pino de eletrodo de 2,0 mm é projetado para desempenho confiável em fisioterapia, reabilitação e aplicações de eletroterapia.

O conector masculino de 6 pinos, projetado por precisão, garante um contato elétrico estável com as máquinas de terapia, enquanto os 5 fios de chumbo terminam nos pinos padrão de eletrodo de 2,0 mm, fornecendo fixação rápida e segura às almofadas de eletrodo. Usando o PVC de nível médico ou isolamento de silicone, o cabo oferece excelente flexibilidade, biocompatibilidade e vida útil longa. Para soluções relacionadas, você também pode explorar nosso [Plugue feminino db15 para cabo de eletrodo de 4,0 mm](#) Projetado para conexões de terapia com várias líderes.

Os principais benefícios incluem:

- **Transmissão de sinal estável:** Os materiais condutores de alta qualidade reduzem o ruído e a perda de sinal.
- **Segurança de classe médica:** Os materiais de isolamento atendem aos padrões internacionais de biocompatibilidade.
- **Aplicativos versáteis:** Compatível com monitoramento de ECG, dispositivos de reabilitação e equipamentos de fisioterapia.
- **Suporte OEM e ODM:** Tipos de conectores, comprimentos de cabo e cores podem ser personalizados de acordo com os requisitos do cliente.

Como um fabricante de cabo médico de Dongguan confiável, fornecemos não apenas cabos de ECG, mas também uma ampla variedade de [eletrodos de clipe de ouvido de tvns](#) e acessórios de terapia para atender a diferentes necessidades clínicas e terapêuticas.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.