

Nome do produto	Cabo personalizado de 3,5 mm de áudio para o cabo de clipe do sensor de oxigênio no sangue Fabricante de cabos médicos de Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente


Fabricado por um fornecedor e fábrica de cabos médicos certificados pela ISO13485 em Dongguan, China, este cabo de áudio de 3,5 mm para o cabo de clipe de oxigênio no sangue é projetado para desempenho confiável de sinal em aplicações de oximetria e monitoramento de pacientes. O cabo usa a jaqueta biocompatível de TPU ou PVC para garantir flexibilidade, segurança e conforto para uso em saúde clínica ou pessoal.

- **[90 ° ângulo reto de 3,5 mm Jack de áudio a 4,0 mm de eletrodo ECG Snap Cabo](#)** -Este cabo compacto no estilo de cotovelo possui uma tomada de áudio de 3,5 mm em ângulo reto em uma extremidade e um conector de Snap ECG de 4,0 mm no outro. "S" S CE, ROHS, certificado pela FCC, personalizável em 30 cm de comprimento e cor-perfeita para espaços apertados ou conexões sem estresse em terapia ou monitoramento de dispositivos
- **[Connector de metallemo de auto -bloqueio 6 -pin para DB9 Spo₂ Cabo de extensão do sensor](#)** - Este cabo de extensão de grade médica e desanimação pesada possui um conector de lemo de metal auto -bloqueado para interface DB9, comprimento personalizável e cor médica

O clipe de oxigênio no sangue (sensor de dedo ou ouvido) está disponível em tamanhos adultos, pediátricos ou neonatais e suporta opções reutilizáveis e descartáveis. O conector de 3,5 mm é compatível com muitos oxímicos portáteis de pulso, monitores de saúde vestíveis e dispositivos de diagnóstico médico.

Ideal para soluções OEM/ODM, esse cabo pode ser totalmente personalizado em termos de comprimento, cor e tipos de conectores. Apoiado por anos de experiência como uma planta de cabo e fornecedor médico em Dongguan, garantimos a produção de alta qualidade, os prazos rápidos e o suporte global do B2B.





Certificação e conformidade:

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China