

Nome do produto	Fisioterapia personalizável Fio de chumbo DC 2, Assim,35mm para molhos para tampar o cabo médico com casca de metal   Fabricante médico certificado
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

### Informações do produto:

Este cabo médico de 2,35 mm para imersão de cabo médico é projetado para uso em dezenas, EMs e outros sistemas de fisioterapia. O cabo possui uma rolha moldada por precisão que garante a colocação segura e evita derrapagem ou desapego durante a operação, tornando-o ideal para configurações de terapia clínica ou doméstica.

O plugue masculino está alojado em uma concha de metal robusta para obter uma proteção aprimorada contra entupimento, tensão e tensão mecânica repetidos. A jaqueta de cabo externa é feita de TPU ou PVC de nível médico, garantindo flexibilidade, resistência química e longevidade. Para aplicações que requerem diferentes interfaces, também oferecemos soluções compatíveis como a nossa [Cabo Médico Snap Magnético do tipo C Tipo C para Cabo Médico](#), Projetado para sistemas avançados de eletroterapia.

Fabricado em Dongguan, China por uma fábrica certificada com ISO13485, este produto suporta personalização completa, incluindo bitola de fio, tipo de conector, comprimento do cabo, cor e marcação privada. Também fornecemos acessórios de eletrodo, como [Sensores de eletrodo AG/AGCL sinterizados](#) Para concluir sua configuração de nível médico. Ideal para suprimento OEM ou em massa.





### **Certificação e conformidade:**

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

### **Informações da empresa. Visão geral**



## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China