

Nome do produto	Fio de chumbo de chumbo personalizável Din 5 pinos macho a duplo cabo feminino de 3,5 mm ECG ECG CABO REALIZADO Fabricação médica certificada por Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Informações do produto:

Este cabo enrolado de malha de 5 pinos de 5 pinos a 3,5 mm de snap snap snap spring foi projetado para uso em sistemas de monitoramento médico, como ECG, EMG, TENS e dispositivos EMS, bem como nosso altamente conceituado [5pin lemo plástico plugue para 4,0 mm de eletrodo feminino conector ECG Cabo ECG](#) que "se comprovou confiável em unidades de terapia intensiva. O cabo enrolado no estilo da mola permite flexibilidade e movimento sem interrupção de sinal, ideal para equipamentos de diagnóstico estacionário e móvel, espelhando os recursos de mobilidade conveniente de nossos nossos [Tipo C a 4,0 mm Cabo feminino com 2 cabos de cabos](#) usado em configurações de saúde portáteis.

O conector masculino de 5 pinos DIN garante a transmissão estável de sinal multicanal, enquanto os dois conectores de Snap de 3,5 mm fêmeas são compatíveis com almofadas de eletrodo Snap padrão, fornecendo aquisição precisa do biocal.

Fabricado usando TPU ou PVC de nível médico, o cabo oferece durabilidade superior, alongamento e resistência a produtos químicos ou limpeza repetida. Como fábrica de cabos médicos confiáveis em Dongguan, China, oferecemos total personalização de tipos de conectores, comprimentos de cabo, tensão da bobina e cor para projetos OEM/ODM, semelhante às soluções personalizadas disponíveis para nossa extensa gama de cabos médicos. O produto atende à conformidade com os mercados internacionais ISO13485 e ROHS.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

RoHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China