

Parâmetros do produto

Nome do produto	Plugue de lemo de 2 pinos personalizado para o cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm com 2 fios de chumbo Dongguan ISO13485 Fabricante de cabos médicos
Conector	Conector de lemo plástico, pino de eletrodo de 2,0 mm
Comprimento do cabo	1m ou personalizado
Cor do cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	EEG, ECG, EMG
Função	Transferência de sinal
MOQ	100pcs

Fabricado por um fornecedor médico de cabo médico Certificado ISO13485 em Dongguan, China, este plugue de plástico de 2 pinos de 2 pinos para o cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm de 2,0 mm foi projetado para entrega de sinais precisos e seguros em dispositivos terapêuticos e de diagnóstico, como TENS, EMS, ECG e sistemas de EMG.

O conector plástico compatível com lemo garante um ajuste confiável com equipamentos médicos padrão, enquanto os terminais de pino de eletrodo de 2,0 mm de 2,0 mm fornecem ampla compatibilidade com almofadas de eletrodo. Construído com TPU flexível ou PVC durável, o cabo oferece excelente resistência à tração e conforto do paciente.

Para usuários que precisam de conectividade de estilo de jack de áudio, nossa [Plugue masculino dc2.35mm para cabo de pressão feminina de eletrodo de 3,5 mm dual](#) Fornece uma solução compacta e eficiente para dispositivos TENS/EMS, disponível em 30 cm de comprimento com opções personalizadas

Procurando integrar -se aos dispositivos USB -C modernos? Nós também oferecemos um [Male USB -C a 4,0 mm de cabo de eletrodo feminino com silicone earhook](#), apresentando um ouvido de silicone seguro e uma construção durável - ideal para configurações de monitoramento ECG/EMG

Se você está "selecionando opções estabelecidas ou planejando assemblies totalmente personalizados, nossa fábrica de Dongguan oferece qualidade e desempenho consistentes apoiados pela certificação ISO13485.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.