

## Parâmetros do produto:

Nome do produto	Plugues banana empilháveis 2 em 1 personalizados para cabo conector fêmea DC5521 para conectividade de dispositivos médicos
Conector	Plugue macho banana e conector fêmea DC5521
Comprimento do cabo	30cm ou personalizado
Cor do cabo	branco, cinza, preto ou personalizado
Função	Cabo adaptador de transmissão/massageador TENS EMS ECG/EKG/EEG/EMG
Quantidade mínima do pedido	500 unidades

## Características:

- **Nome do produto:** Plugues banana empilháveis 2 em 1 personalizados para cabo conector fêmea DC5521 para conectividade de dispositivos médicos
- **Design multifuncional um para dois:** Ampliando a flexibilidade de conexão dos equipamentos e atendendo aos requisitos de alimentação de diferentes módulos de monitores fisiológicos de canal duplo.
- **Expansão de compatibilidade:** Compatível com vários equipamentos médicos convencionais, pode ser conectado de forma flexível a diferentes modelos de detectores, aparelhos terapêuticos, reduzindo o custo de adaptação do equipamento.
- **Estrutura Compacta:** A estrutura geral é projetada de forma compacta. Com base no cumprimento dos requisitos de desempenho elétrico, minimiza o espaço ocupado para facilitar a integração nas cavidades estreitas de vários equipamentos médicos.
- **Cor do cabo:** preto, branco, cinza ou personalizado
- **Pinos de cor de injeção de molde:** Vermelho, Preto
- **Heymed** A eletrônica é amplamente aplicada na área médica. Isso é [cabo de plugues de banana](#) e os cabos médicos com conector DC5521 fornecem conexões confiáveis para vários tipos de equipamentos em salas de cirurgia, enfermarias, pesquisas médicas e outros cenários.

## Cenários de uso:


- **Centro de fisioterapia de reabilitação:** Usado para conectar vários aparelhos de fisioterapia de estimulação elétrica com eletrodos para transmitir com precisão a corrente e ajudar a recuperação da função corporal.
- **Clínicas de reabilitação esportiva:** Emparelhado com equipamentos de monitoramento esportivo e dispositivos de treinamento de reabilitação para fornecer feedback em tempo real dos dados esportivos, ajudando os treinadores a ajustar os planos de treinamento de reabilitação com base nos dados e melhorar os efeitos da reabilitação.
- **Cenários de fisioterapia domiciliar:** Tornar equipamentos de fisioterapia portáteis compatíveis com fontes de alimentação domésticas, facilitando aos pacientes a realização de fisioterapia simples em casa, conforme orientação médica.

## **Certificação do produto:**

- **Certificação CE:** O nosso cabo de ECG cumpre os requisitos essenciais da Diretiva de Dispositivos Médicos da União Europeia, garantindo a sua segurança e desempenho no mercado europeu.
- **Aprovação da FDA:** Obteve a aprovação da FDA (se aplicável), indicando que cumpre os rigorosos padrões da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos para dispositivos médicos. Isso o torna adequado para uso no sistema de saúde dos EUA.
- **Conformidade com RoHS:** O cabo está em conformidade com a diretiva de Restrição de Substâncias Perigosas (RoHS). É isento de substâncias nocivas como chumbo, mercúrio, cádmio, cromo hexavalente, bifenilos polibromados (PBBs) e éteres difenílicos polibromados (PBDEs), garantindo respeito ao meio ambiente.

## **Fotos do produto:**













**Informações da empresa. Visão geral**





## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Claro, a Heymed fornece amostras grátis se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos solicitar amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica se sai em termos de controle de qualidade?**

Resposta: Qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialistas profissionais em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve certificação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. ETC.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Nós fornecemos serviços de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, nº 8, Kangyang 1st Street, vila de Shebei, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China