

Nome do produto	Plugue masculino de 2,54 mm de 2 pinos personalizado a 2,0 mm de fio de eletrodo de eletrodo Cabo de ECG médico
aplicativo	Máquina de estimulação, ferramenta de fisioterapia
comprimento	10 cm, 20 cm, 50 cm, 100 cm ou costume
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
pacote	Embalado separadamente

Fabricado por um fornecedor profissional de cabos médicos em Dongguan, China, este plugue masculino de 2,54 mm de 2 pinos para o cabo de cabeceamento de alfinetes de eletrodo de 2,0 mm é projetado para compatibilidade com vários dispositivos diagnósticos e terapêuticos, como ECG, TENS, EMS e sistemas EMG. Para aplicações que exigem uma pegada mais fina, nossa DC [Cabo de extensão feminina de 2,35 mm para CC 2,35 mm](#) Oferece uma alternativa mais compacta, mantendo a alta fidelidade do sinal. Da mesma forma, aqueles que precisam de durabilidade robusta podem explorar [Conector de inclinação de 4pin 2,5 mm para cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm](#) , construído com alívio de tensão reforçado e isolamento mais espesso para exigentes ambientes clínicos.

Os cabos da agulha de pino de 2,0 mm oferecem uma interface segura com almofadas de eletrodo, fornecendo sinais elétricos consistentes durante o monitoramento ou terapia. Construído com materiais de nível médico, como TPU ou PVC, o cabo é flexível e durável para uso clínico repetido.

Comprimentos personalizados, cores e configurações de conector estão disponíveis para atender aos requisitos OEM/ODM específicos. Ideal para hospitais, centros de reabilitação e fabricantes de dispositivos de fisioterapia que buscam soluções de chumbo de eletrodo confiáveis e de alta qualidade.





### **Certificação e conformidade:**

O cabo atende aos padrões rigorosos para garantir o mais alto nível de qualidade e segurança no campo médico:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais de sistemas de gestão da qualidade de equipamentos médicos.
- **ISO 9001:** Verifique se o produto é fabricado em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **Aprovação da FDA:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Cumprir a regulamentação de equipamentos médicos da UE (MDR) para garantir a segurança e a eficácia dos usos médicos.

### **Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

# Perguntas frequentes

## **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas e, se tivermos estoque, as amostras personalizadas exigirão custos de instalação. Obrigado por nos pedir para verificar nossa qualidade em busca de amostras.

## **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

## **Pergunta 3: Como está sua fábrica no controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é preferida. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica foi certificada pela ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

## **Pergunta 4: Fábrica? Sim! Posso personalizar meus itens favoritos, como imprimir meu próprio logotipo ou modificar meu design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

## **Pergunta 5: Tempo de entrega e garantia? Quais serviços de transporte você usará para enviar meus produtos?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de entrega de 12 meses. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

## **Pergunta 6: Onde está sua fábrica? Como devo visitar?**

Resposta: Claro. Temos o prazer de recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Um edifício A, nº 8, localizado na Kangyang 1st Street, Shebei Village, Dongguacheng, província de Guangdong, China