

|                      |                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | Plugue de lemo de 4 pinos personalizado para fio de cabeceamento do pino de eletrodo de 2,0 mm   Dongguan ISO13485 Fornecedor de cabos médicos certificados |
| aplicativo           | Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia                                                                                                         |
| comprimento          | 10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado                                                                                                                   |
| cor                  | Preto, cinza, branco, preto e personalizado                                                                                                                 |
| Material do condutor | Cobre enlatado                                                                                                                                              |
| Pacote               | Embalado individualmente                                                                                                                                    |

Esse fio de chumbo conecta equipamentos de fisioterapia e eletroterapia com um plugue de lemo de 4 pinos a pinos de eletrodo duplos de 2,0 mm. O plugue Lemo fornece um acessório seguro ao seu dispositivo, enquanto os pinos do eletrodo garantem condutividade consistente e segura a almofadas ou eletrodos de terapia. Você pode verificar um modelo semelhante aqui: [.](#)

- **Construção durável:** O isolamento flexível de PVC/TPU resiste ao desgaste e à flexão.
- **Conexão confiável:** O alívio de deformação moldado evita danos ao cabo nos conectores.
- **Comprimentos personalizados:** Disponível em vários comprimentos para atender a diferentes dispositivos e configurações.
- **Certificado ISO13485:** Fabricado em Dongguan por um fornecedor e fábrica profissional de cabo médico, garantindo a conformidade com os padrões de dispositivos médicos. Veja uma opção relacionada aqui: [.](#)






### **Certificação e conformidade:**

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

### **Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China