

Nome do produto	Cabo personalizado de 4,0 mm de masculino para o eletrodo de clipe de ouvido Fabricante de cabos médicos de Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Fabricado por um fornecedor e fábrica profissional de cabo médico em Dongguan, China. Este cabo de 4,0 mm de masculino para o eletrodo de clipe de ouvido é criado para propósitos para dezenas, EMs e sistemas de terapia de microcorrentes. O cabo possui isolamento durável de TPU ou PVC, oferecendo flexibilidade e força em ambientes clínicos ou domésticos.

O conector SNAP de 4,0 mm interliga com segurança as almofadas de eletrodo padrão, enquanto os cliques condutores de orelha de silicone garantem transmissão de sinal suave e eficaz entre os lóbulos das orelhas ou os pontos auriculares - comumente usada na acupuntura ou neuroestimulação auricular. Para os clientes que precisam de variantes do tipo Grabber, confira nosso [ECG de eletrodo de 4,0 mm](#).

Além disso, oferecemos duráveis [Os eletrodos de clipe de orelha condutores de silicone duplo para terapia CES](#), também certificado ISO13485, que funcionam perfeitamente com nossos fios de chumbo de conexão Snap -Snap para estimulação auricular eficaz

Como um fornecedor certificado pela ISO13485, apoiamos a personalização completa em termos de comprimento do cabo, tipo de conector, embalagem e rotulagem, tornando esta solução ideal para parcerias OEM/ODM nas indústrias de dispositivos médicos e de bem-estar.

Aplicativo:

- **Departamentos de Reabilitação Hospitalar:** É usado em vários equipamentos de tratamento de reabilitação para ajudar os pacientes em estimulação muscular, restauração da função nervosa e outros tratamentos.
- **Centros profissionais de fisioterapia:** Forneça soluções convenientes de conexão de equipamentos para fisioterapeutas e apoie uma variedade de projetos de fisioterapia, como terapia eletro-acupuntura, terapia com Tuina, electro-assistida, etc.
- **Cuidado em casa:** Facilitar os usuários domésticos a realizar fisioterapia simples e cuidados de saúde por conta própria, como aliviar a dor muscular e promover a circulação sanguínea.
- **Instituições de pesquisa:** Como um fio de conexão para equipamentos experimentais, é usado para a coleta e análise de sinais elétricos em pesquisa médica.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China