

Parâmetros do produto

Nome do Produto	Conector fêmea de metal 4PIN Lemo personalizado para cabo de fisioterapia terminal PH2.0-4PIN
Conector	conector LEMO do metal 4pin, Terminal PH2.0-4PIN
Comprimento do cabo	2,5 milhões, 1 milhão, 1,8 milhões ou personalizado
Cor do cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	EEG, ECG, máquina EMG
Função	Transferência de sinal, conveniência
Quantidade mínima	1PCS

4PIN Remo Metal Feminino para PH2.0-4PIN Terminal Fisioterapia Cabo combina a segurança, confiabilidade e eficiência dos terminais com operações de conexão e desconexão fáceis, rápidas e seguras, e não desalojará o plugue da tomada puxando o cabo, o que desempenha um papel ativo e importante na indústria manufatureira, na indústria médica e aeroespacial e em outros campos. [impermeabilização de plug de aviação](#), e [equipamento de monitoramento de fisioterapia conexão na unidade](#), e [cabo na unidade do computador](#) [Fiação automotiva de nova energia](#) e assim por diante.


Além disso, também oferecemos suporte ao conector lemo multipino personalizado para se adaptar compatível com o equivalente relativo de outros conectores aplicados à linha interna do computador da fiação do novo veículo de energia e aos equipamentos de som e cabo ecg e assim por diante, por exemplo, [Conector LEMO de metal FGG 1B 8Pin para cabo de cabeça de aviação com travamento automático push pull de 6Pin](#) , and, e [Conector LEMO de plástico de 4 pinos para cabo de pino macho de eletrodo para DEZENAS](#)

Foto do produto:





Informação da companhia. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, a amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos por nos solicitar uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: A qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista profissional em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, vila de Shebei, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.