

Parâmetros do produto

Nome do produto	Plugue de plástico de 5pin Lemo de 5pin para o cabo ECG do conector do eletrodo feminino de 4,0 mm para monitoramento médico Fabricante de Dongguan
Conector	Conector de lemo plástico, botão de encaixe feminino de 4,0 mm feminino
Comprimento do cabo	1m ou personalizado
Cor do cabo	Cinza ou personalizado
Equipamentos aplicados	EEG, ECG, EMG
Função	Transferência de sinal
MOQ	100pcs

Nosso plugue de plástico de 5pin Lemo para o cabo de eletrodo ECG de 4,0 mm é projetado para um desempenho confiável em aplicativos de diagnóstico e monitoramento médico, como sistemas de ECG, EMG ou biofeedback. O conector de plástico no estilo Lemo garante uma interface segura e precisa com o seu equipamento de monitoramento, enquanto o conector SNAP de 4,0 mm oferece ampla compatibilidade com almofadas de eletrodo reutilizáveis ou descartáveis. Para aqueles que buscam configurações alternativas, nosso [Cabo Snap Feminino Tipo C a 4,0 mm com 2 fios de cabos](#) (projetado para dispositivos compactos com durabilidade aprimorada) e [Plugue de plástico de 6pin Lemo para conector de snap de eletrodos magnéticos duplo de 3,5 mm com 2 fios de chumbo](#) (Adequado para sistemas de monitoramento multicanal) também são opções populares, ambas fabricadas com os mesmos padrões de qualidade certificados por ISO13485.

Fabricados em Dongguan, China, nossa fábrica certificada pela ISO13485 mantém um controle rigoroso de qualidade para atender às demandas dos mercados globais de saúde. Apoiamos serviços OEM/ODM para personalização em tipos de conectores, comprimento do cabo, cor, rotulagem e embalagem. Este produto é amplamente utilizado em hospitais, clínicas, dispositivos de saúde em casa e laboratórios de pesquisa.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.