

Parâmetros do produto

Nome do produto	Plugue feminino personalizado DB15pin para SR Splitter para cabo de eletrodo de 4,0 mm fêmea com 13 cabos de cabos Fornecedor de Cable Médico Dongguan
conector	Plugue feminino de 3,5 mm/4,0 mm e dB 15pin
Comprimento do cabo	120cm ou personalizado
Cor do cabo	preto branco ou personalizado
Função	TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador
Quantidade mínima do pedido	500pcs

Nosso plugue feminino DB15pin para SR Splitter para o cabo de eletrodo de 4,0 mm feminino com 13 cabos fornece uma solução confiável para eletroterapia, reabilitação e equipamento de diagnóstico. Projetado com engenharia de precisão, este cabo garante perda mínima de sinal e condutividade elétrica ideal, crítica para monitoramento e terapia precisos.

Conexão confiável: O plugue feminino DB15 e o divisor SR garantem dados estáveis e transferência de energia entre dispositivos e almofadas de eletrodos. Para designs com vários líderes semelhantes, você também pode explorar nosso [Conector magnético de 10 pinos de Pin Pin a 10 leads 4,0 mm Cabo ECG feminino](#), projetado para aplicações de diagnóstico de alto desempenho.

Aplicação flexível: Compatível com uma ampla gama de sistemas de ECG, EMG, dezenas e fisioterapia.

Durável e seguro: O PVC de nível médico ou isolamento de silicone oferece flexibilidade, biocompatibilidade e vida útil longa.

Design personalizável: Comprimento, tamanho do encaixe, cores de arame e embalagem podem ser adaptadas às necessidades do cliente. Para opções adicionais de conexão de eletrodo, verifique nosso [Plugue feminino de 2,54 mm da DuPont para cabo de eletrodo de 4,0 mm masculino](#), que combina versatilidade com desempenho elétrico seguro.

Como fabricante profissional de cabos médicos profissionais da Dongguan, fornecemos soluções OEM/ODM com controle rigoroso de qualidade para hospitais, clínicas e marcas de equipamentos médicos em todo o mundo.

Fotos de produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornece amostras gratuitas, se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China