

Parâmetros do produto

Nome do produto	Plugue feminino personalizado DuPont 2,54mm para o cabo de compaixão do eletrodo médico de 4,0 mm Dongguan ISO13485 Fornecedor de cabos médicos certificados
Conector	Snap feminino de 3,5 mm/4,0 mm para plugue feminino DuPont 2,54 mm
Comprimento do cabo	50cm ou personalizado
Cor do cabo	Preto branco ou personalizado
Função	TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador
MOQ	500pcs

O plugue feminino DuPont, 2,54 mm, garante o contato da empresa com equipamentos de diagnóstico, enquanto o snap machos de eletrodo médico de 4,0 mm fornece uma interface rápida e estável com almofadas de eletrodo. Utilizando PVC de nível médico ou isolamento de silicone, o cabo permanece flexível, biocompatível e durável para uso prolongado em ambientes clínicos. Para uma configuração diferente com acessórios de eletrodo, consulte nosso [Botões de encaixe fêmea de eletrodos ECG banhados a ouro para conector médico](#) fabricado sob os mesmos padrões de qualidade. ”

Fabricado por uma planta médica profissional com certificação ISO13485 em Dongguan, China, este cabo oferece condutividade elétrica de alto desempenho e conexões seguras para uma variedade de dispositivos médicos. Para outra variante do fio de chumbo do eletrodo, você também pode verificar nosso [Cabo personalizado de 4,0 mm de masculino para clipe de clipe de ouvido](#) , também produzido em nossa instalação de Dongguan

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.