

Nome do produto	Plugue de hirose personalizado para 4 leads Pino de eletrodo de 2,0 mm com cabo médico de bainha Fabricante de cabos de eletroterapia do Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Fabricado por um fornecedor profissional de cabos de eletroterapia com certificação ISO13485 em Dongguan, China, este plugue de hirose personalizado para 4 leads Cabra médica de pino de eletrodo de 2,0 mm é projetada para condutividade de sinal superior e segurança do paciente.

O conector da hirose garante uma fixação confiável a dispositivos de eletroterapia, enquanto cada chumbo de alfinete de 2,0 mm é protegido com uma bainha de silicone de grau médico suave para fornecer conforto e isolamento durante dezenas ou tratamentos de EMS. A jaqueta biocompatível do cabo pode ser feita de TPU, PVC ou silicone com base nas necessidades de seu aplicativo. Por exemplo, nosso [Plugue de lemo plástico personalizado para 4 leads 4.0 eletrodo Cabo feminino](#) Também oferece conectividade de alta qualidade com vários leads para aplicações versáteis de eletroterapia.

Ideal para a personalização de OEM/ODM, este cabo é amplamente utilizado em fisioterapia, reabilitação, manejo da dor e monitoramento neurológico. Se você "procura uma alternativa compacta, nosso [Plugue de áudio de 3,5 mm para fio de chumbo de alfinete de eletrodo de 2,0 mm](#) Fornece uma conexão confiável para dispositivos menores, mantendo uma excelente integridade do sinal.

Deixe nossa equipe de Dongguan apoiar seu próximo projeto com soluções OEM/ODM e engenharia especializada para cabos de transmissão de sinais médicos.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China