

Parâmetros do produto

| | |
|-----------------------------|---|
| Nome do produto | Plugue personalizado do tipo C para SR Splitter para 10 leads Cabo de eletrodo de 4,0 mm feminino Fabricante de cabos médicos de Dongguan |
| conector | Male C de 3,5 mm/4,0 mm e USB tipo C |
| Comprimento do cabo | 120cm ou personalizado |
| Cor do cabo | preto branco ou personalizado |
| Função | TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador |
| Quantidade mínima do pedido | 500pcs |

Fabricado por um fornecedor e fábrica de cabos médicos certificados ISO13485 em Dongguan China, este Cabo de Eletrodo Snap Feminino de 4,0 mm de 4,0 mm de 4,0 mm é projetado para atender às necessidades das modernas tecnologias médicas e de bem-estar. Além de nossa configuração de 10 leitões, também oferecemos nosso compacto [Cabo médico de eletrodo de snap tipo USB Type -C a 3,5 mm de 3,5 mm](#), uma solução simplificada ideal para configurações de estimulação em canal duplo, bem como as versáteis [Tipo -C a 4,0 mm de cabo feminino com 2 leads](#), otimizado para eletrodos padrão de TENS/EMS e conexões de vários locais

O conector masculino tipo C oferece compatibilidade com unidades de estimulação portáteis avançadas, enquanto a estrutura de relevo (SR) melhora a vida útil do cabo e a resistência ao desgaste sob uso repetido. Cada um dos 10 cabos é terminado com um estalo feminino de 4,0 mm, permitindo um contato preciso e seguro com almofadas de eletrodo padrão.

Como fabricante líder de cabos médicos OEM/ODM, oferecemos total personalização sobre cor, comprimento, orientação do conector e tipo de material (TPU, silicone ou PVC). O cabo é especialmente adequado para sistemas de terapia multi-local, monitoramento biométrico ou reabilitação que requerem vários pontos de contato.

Fotos de produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornece amostras gratuitas, se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China