

Nome do produto	Cabo de clipe de clipe de crocodilo personalizado USB Tipo C para 4 leads Fabricante de cabos de crocodilo do Dongguan
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Projetado para transmissão de sinal de precisão e conectividade flexível, este cabo de cliques de crocodilo do Type -C a 4 leads é ideal para teste, conexões de energia temporária, dispositivos vestíveis e uso de laboratório. Cada clipe de crocodilo é codificado em cores e ligado com segurança para garantir uma aderência firme em terminais, condutores ou eletrodos.

Para apoiar suas necessidades OEM/ODM, oferecemos nosso [Cabo de chumbo de eletrodos do eletrodo feminino USB C a 4,0 mm com orelha de silicone](#)- Um exemplo premium da nossa série de cabos médicos do Type -C. Fabricado em Dongguan, possui construção de cobre PVC, 0,5m (personalizável) e ISO13485 Qualidade de fábrica cercada

Nós também recomendamos nosso [4 -In -1 Audiojack to 4 -Lead ECG Snap Shielding Cable](#), mostrando nossa experiência em cabos de sinal de vários líderes. Este cabo isolado por TPU de 1M suporta vários tamanhos de eletrodo (por exemplo, snaps de 3,5 mm, 4,0 mm), é totalmente protegido e produzido em nossa fábrica de Dongguan sob rigorosa ISO & ISO13485 Systems Systems

Produzidos por um fabricante experiente de Dongguan, nossos cabos apresentam materiais de alta qualidade, como condutores de cobre puros e isolamento reforçado para garantir a durabilidade e a integridade do sinal. O plugue USB Type -C garante ampla compatibilidade com os modernos dispositivos de diagnóstico, medição ou médicos.

Nossa fábrica de Dongguan suporta pedidos a granel e atacado, fornecendo comprimentos, cores e tipos de cliques personalizados para atender às variadas necessidades de aplicação.

Aplicativo:

- **Departamentos de Reabilitação Hospitalar:** É usado em vários equipamentos de tratamento de reabilitação para ajudar os pacientes em estimulação muscular, restauração da função nervosa e outros tratamentos.
- **Centros profissionais de fisioterapia:** Forneça soluções convenientes de conexão de equipamentos para fisioterapeutas e apoie uma variedade de projetos de fisioterapia, como terapia eletro -acupuntura, terapia com Tuina, electro -assistida, etc.
- **Cuidado em casa:** Facilitar os usuários domésticos a realizar fisioterapia simples e cuidados de saúde por conta própria, como aliviar a dor muscular e promover a circulação sanguínea.
- **Instituições de pesquisa:** Como um fio de conexão para equipamentos experimentais, é usado para a coleta e análise de sinais elétricos em pesquisa médica.






Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China