

Nome do produto	Factory Custom 2.0 TENS FIROS DE PRECISA PARA 2P MASCO PIN Fisioterapia
aplicativo	Máquina de estimulação, Assim, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Informações do produto:

Nosso [Cabo de extensão de pino de eletrodo de 2,0 mm](#) Fornece conexões confiáveis e estáveis para várias aplicações de teste e diagnóstico. Este cabo de alta qualidade apresenta pinos de eletrodo de 2,0 mm de homem a mulher, compatíveis com uma ampla gama de dispositivos que requerem conectividade do eletrodo. O **pinos de eletrodos de latão níquel** garantir uma excelente condutividade, enquanto o [Fio de cobre isolado de PVC](#) Fornece flexibilidade e durabilidade para uso a longo prazo.

Principais recursos:

- **Design masculino para feminino:** Conexão segura para estender dispositivos de teste de eletrodo.
- **Material durável:** Isolamento de PVC e latão banhado a níquel para maior condutividade e longevidade.
- **Flexível e confiável:** Comprimento do cabo de 1 metro, com opções de comprimentos personalizados para atender às suas necessidades.
- **Ampla compatibilidade:** Compatível com uma variedade de equipamentos de eletrodos médicos e laboratoriais.
- **Alta capacidade de corrente:** Suporta até 5A, ideal para aplicações médicas e laboratoriais.

Aplicativo:

- Diagnóstico médico e eletroterapia
- Equipamentos e experimentos de laboratório
- Eletrodos para dispositivos ECG, EMG e EEG
- Configurações de teste elétrico e medição

Por que nos escolher?

Como um experiente [Fabricante de cabos de eletrodo](#) Sediada em Dongguan, China, especializamos-se na produção de cabos personalizáveis de alta qualidade para as indústrias médicas, laboratoriais e eletrônicas. Nosso rigoroso processo de controle de qualidade garante que todos os cabos atendam aos mais altos padrões de segurança e desempenho.

Para outras soluções relacionadas para Cabos de teste de eletrodo, Conectores de dispositivos médicos , e Candidatos de extensão do eletrodo , cGerou toda a nossa gama de produtos para atender a todas as suas necessidades de teste e conexão médica.





Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China