

## Parâmetros do produto

Nome do produto	Factory Custom USB C Masculino para cloreto de prata EEG Copo de sucção e fios de chumbo de clipe de orelha para dezenas de dispositivos EMS   Fabricante de fios de chumbo do Dongguan TENS EMS
conector	USB tipo C masculino
Comprimento do cabo	120cm ou personalizado
Cor do cabo	preto branco ou personalizado
Função	TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador
Quantidade mínima do pedido	500pcs

Fabricado por um fornecedor e fábrica de cabos médicos certificados por ISO13485 em Dongguan, China, este copo de sucção de EEG e cloreto de cloreto de cloreto de prata personalizado é projetado para transmissão bio-sinal de alta fidelidade em dispositivos terapêuticos e diagnósticos.

Os copos de sucção de cloreto de prata/prata e cliques de ouvido garantem excelente condutividade de pele de eletrodo e contato estável a longo prazo. Essa configuração é ideal para aplicações de neuro-monitoramento, eletroterapia e TENS/EEG. Para configurações semelhantes, nosso [Plugue de lemo de plástico a 4 leads Cabo de estrondo de 4,0 mm](#) fornece outra opção para a conectividade TENS/EMS, enquanto o Plugue de áudio de 3,5 mm para o cabo de eletrodo de xícara de EEG é adequado para sistemas que requerem conectores de áudio padrão e eletrodos de EEG de cloreto de prata.

O [Conector USB-C](#) Garante a ampla compatibilidade com os dispositivos eletro-médicos modernos, enquanto o fio de chumbo pode ser adaptado em comprimento, material da jaqueta e medidor de arame para atender às necessidades clínicas ou de pesquisa específicas.

## Fotos de produto:









**Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10years of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornece amostras gratuitas, se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China