

Parâmetros do produto

Nome do produto	Plugue de banana de 4, Assim,0 mm personalizado de fábrica para cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm Solução de conectividade de alta qualidade da China Dongguan
Conector	Plugue de Banana 4,0 mm, pino de eleitorode de 2,0 mm
Comprimento do cabo	1m ou personalizado
Cor do cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	EEG, ECG, EMG
Função	Transferência de sinal
MOQ	100pcs

Nosso plugue de banana de 4,0 mm customizado em fábrica para o cabo de pino de eletrodo de 2,0 mm foi projetado para transmissão de sinal confiável em aplicações médicas, terapia e de monitoramento. Produzido em Dongguan, China por um fabricante e fornecedor de cabos experientes, este cabo possui fio de cobre de alta condutividade e isolamento durável de TPU ou PVC, garantindo flexibilidade e longevidade. Os conectores são moldados com segurança para uma conexão forte e estável durante o uso em dezenas ou equipamentos EMS. Os pedidos de OEM e ODM são bem -vindos, com opções de personalização completas para tamanho, tipo de cabo e embalagem. Oferecemos entrega rápida e qualidade consistente como um fornecedor de cabo médico direto.

Para aplicações que requerem configurações com várias líderes, nosso [Multifuncional 18in1 USB Tipo C a 2.0 PIN do eletrodo ECG Cabo de fio de chumbo](#) oferece opções de conectividade versáteis. Além disso, para estender o alcance das unidades de dezenas, considere nosso [TENS UNIDADE SUBSTITUIÇÃO DO FIXO DE CAIXO DE CAIXO DE 2,0MM MM](#), Projetado para integração perfeita com os sistemas existentes.

Como fabricante, fornecedor e fábrica de Dongguan, estamos comprometidos em fornecer cabos médicos personalizáveis e de alta qualidade para atender às diversas necessidades do cliente.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.