

Nome do produto	Fábrica - DIG DIRECT 5P para SR a 4.0 Eletrodo fêmea Snap 4 Cabo ECG de chumbo ECG Alta qualidade para equipamentos de fisioterapia
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Aplicativo:

- **Departamentos de Reabilitação Hospitalar:** Nos tratamentos de reabilitação hospitalar, são comumente utilizados dispositivos como estimuladores neuromusculares e dispositivos de eletroterapia. Este produto apresenta conexões estáveis e transmissões confiáveis, permitindo a operação precisa dos dispositivos, fornecendo forte apoio aos médicos "Planos de tratamento e ajudando os pacientes a se recuperar com eficiência.
- **Centros de reabilitação profissional:** Os centros profissionais de reabilitação têm pacientes com diversas necessidades e precisam usar vários dispositivos de fisioterapia simultaneamente. A configuração multi -eletrodo do produto pode conectar várias almofadas de eletrodos ao mesmo tempo, atendendo a planos complexos de fisioterapia e melhorando a eficiência e a qualidade do serviço.
- **Instituições de beleza e saúde:** No campo de beleza e saúde, dispositivos como dispositivos de terapia térmica funcionam, melhorando a condição da pele e promovendo a circulação sanguínea. Os materiais de alta qualidade do produto garantem uso seguro, impedem o vazamento de corrente e fornece uma solução de conexão confiável para as instituições.
- **Usuários domésticos:** Os usuários domésticos usam dispositivos de fisioterapia para assistência médica, como aliviar a fadiga muscular. O design durável da interface do produto pode se adaptar às operações frequentes de plug -plug - e - desconectando, tornando conveniente usar a qualquer momento e proteger a saúde dos membros da família.

Principais recursos:

- **Solução de conexão estável e durável:** O [Din de 5 pinos de alta qualidade](#) A interface é formada integralmente por materiais de alta resistência, com resistência ao impacto e resistência ao desgaste. Ele pode manter a integridade da interface, mesmo sob operações e colisões e colisões frequentes de plugue - e - desconectando, garantindo uma conexão estável com o equipamento de fisioterapia.
- **Configuração de eletrodo flexível e adaptável:** O produto está equipado com 4 com precisão - tamanho [4.0 Snap do eletrodo feminino](#), que estão bem - adaptados às almofadas de eletrodo comuns. Ele pode conectar múltiplas almofadas de eletrodo simultaneamente para atender aos requisitos de quantidade do eletrodo da fisioterapia completa - corpo ou local.
- **Material isolante de alta qualidade:** Materiais isolantes de alta qualidade são usados para envolver os condutores. Esses materiais possuem excelentes propriedades isolantes, impedindo efetivamente o vazamento de corrente e garantindo o uso seguro. Além disso, eles têm fortes recursos anti -envelhecimento, que podem prolongar a vida útil do cabo.
- **Excelente flexibilidade do cabo:** A bainha externa do cabo é feita de materiais macios, oferecendo excelente flexibilidade. Quando combinado com vários dispositivos de fisioterapia, como [Placas de eletrodo negativas](#), o cabo pode ser dobrado à vontade, facilitando os usuários a operar de maneira flexível a qualquer hora e em qualquer lugar.









Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China