

|                      |                                                                                                                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto      | ISO13485 Atacadistas de fábrica 3p Macho de metal de metal para 4,0 Eletrode feminino feminino fisioterapia Fio de chumbo para máquina de tens de eletrodo |
| aplicativo           | Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia                                                                                                        |
| comprimento          | 10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado                                                                                                                  |
| cor                  | Preto, cinza, branco, preto e personalizado                                                                                                                |
| Material do condutor | Cobre enlatado                                                                                                                                             |
| Pacote               | Embalado individualmente                                                                                                                                   |

### Cenários de propósito e aplicação

- **Departamentos de Fisioterapia do Hospital:** Amplamente utilizado em ambientes médicos profissionais para pacientes submetidos a reabilitação pós -cirurgia, tratando lesões esportivas ou gerenciamento de condições de dor crônica.
- **Centros de reabilitação:** Essencial para fornecer serviços de fisioterapia eficazes para clientes que se recuperam de derrames, lesões na medula espinhal e outras deficiências físicas.
- **Fisioterapia baseada em casa:** Conveniente para pacientes que preferem receber tratamentos de fisioterapia em casa sob a orientação de um profissional de saúde.

### Principais recursos:

- **Conector masculino de metal 3p:** O [Cabo de conector masculino de lemo de 3 pinos de metal](#) é altamente durável e corrosão - resistente. Sua construção de metal garante uma conexão segura e estável, minimizando o risco de perda de sinal. Os pinos de engenharia de precisão são projetados para se encaixar perfeitamente em soquetes compatíveis, fornecendo uma conexão elétrica confiável.
- **4.0 Electrodo Snap feminina:** O [4.0 Electrodo Cabo feminino](#) foi projetado para facilitar a fixação e o desapego dos eletrodos. Possui um mecanismo de bloqueio robusto que mantém os eletrodos firmemente no lugar durante o tratamento, impedindo a desconexão acidental. A fivela é feita de plástico de alta qualidade, que é leve e resistente ao desgaste.
- **1 - para - 2 Design de divisão:** O design exclusivo de dois divisões permite a conexão simultânea de dois eletrodos a uma única fonte, aumentando a eficiência do tratamento. [Como os conectores Lemo Redel 6pin ao fio de cabeceamento do eletrodo de estalo magnético](#). Esse design é especialmente útil para tratar áreas maiores do corpo ou para realizar tratamentos bilaterais.





### **Certificação e conformidade:**

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

### **Informações da empresa. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



## Perguntas frequentes

### **Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

### **Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

### **Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?**

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?**

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

### **Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?**

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China