

Termos comerciais: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 unidades por mês

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Local de origem: Dongguan, China

Prazo de entrega: prazo de entrega da amostra 3-7 dias, a produção em massa é de cerca de 15-20 dias

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envio: Por via aérea, marítima ou Fedex, DHL, UPS

Quantidade mínima: 500 PCS

Características:

- Cuidados com todo o corpo: trate várias áreas, incluindo ombros, cotovelos, pulsos, parte inferior das costas, coxas, joelhos e até pés. Estimula a liberação de fatores de crescimento, repara células e alivia dores articulares e musculares.
- Seguro e eficaz: o PSP10 oferece ondas de choque de baixa intensidade para uma experiência não invasiva, indolor e sem anestesia. As ondas de choque desencadeiam a autocura do seu corpo, melhoram o metabolismo e iniciam a recuperação natural.
- Solução ED: Ondas de choque de baixa intensidade melhoram a circulação sanguínea local, promovem novos vasos sanguíneos e melhoram a saúde peniana, tratando eficazmente a disfunção erétil.
- Fácil de usar: com controles de toque, oferece uma experiência de tratamento de nível médico com um toque. Alivie rapidamente as dores articulares e musculares causadas por ficar sentado ou fazer exercícios por muito tempo. Pequeno em tamanho, poderoso em desempenho.

Variedade personalizada Heymed de alta qualidade [cabos médicos](#) na China, fornecemos [Cabo de eletrodo instantâneo USB C para 4,0 mm, conector lemo para cabo de eletrodo de pino de 2,0 mm](#) Etc.

Foto do produto:



Informações da Empresa:

Heymed Technology é um fabricante líder na China de cabos e acessórios médicos, encaixe magnético cabo de eletrodo com conector de áudio de 3,5 mm, que não é apenas uma determinada especificação dos cabos de encaixe magnético, Heymed sempre faz o melhor para personalização, que fornece as diferentes especificações de fiação, cabo, comprimento personalizado, número de cabos de eletrodo de encaixe.

Qualidade dos produtos garantida por mais de 12 meses e RoHS e alcance e certificação

A Hemed já foi certificada pela ISO 13485 Gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos, Registro ISO 9 0 0 1 para gerenciamento de qualidade internacional e Registro

ISO 14001 para sistema de gestão ambiental e produtos passou nos relatórios de testes UL, CQC, CE, SGS.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, a amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos por nos solicitar uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: A qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista profissional em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho.