

Nome do produto	Guangdong Factory Custom de 10 mm de aligador de cobre puro grampeado para sonda magnética para arnês de arame de fisioterapia
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cor	Preto, cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

Aplicativo:

- **Fabricação de equipamentos de fisioterapia:** Em fábricas de fabricação de equipamentos de fisioterapia, se "é" equipamentos de grande escala, como cadeiras de massagem e leitos de fisioterapia, ou pequenos dispositivos portáteis de fisioterapia, o clipe de jacaré de cobre de 10 mm, que combina com uma sonda magnética pode ser usada para conexões de circuito interno. Isso vale O desempenho estável do equipamento e ajuda a produzir produtos de alta qualidade.
- **Manutenção de equipamentos de fisioterapia:** Quando o mau funcionamento do equipamento de fisioterapia e precisa ser reparado, o pessoal de manutenção pode usar esse clipe de jacaré e sonda magnética para conectar rapidamente o equipamento de teste, detectar e solucionar problemas das peças com defeito, localizar com precisão problemas, reduzir o tempo de manutenção, melhorar a eficiência de manutenção e permitir o Equipamento para retornar ao uso normal o mais rápido possível.
- **Fisioterapia diária em casa:** Para usuários domésticos conscientes da saúde, ao usar equipamentos de fisioterapia em casa para cuidados diários de saúde, o recurso fácil de usar desse acessório permite fácil conexão com o equipamento. Ele atende às necessidades dos usuários de executar operações de fisioterapia de forma independente e fornece suporte confiável de conexão para a fisioterapia doméstica.

Principais recursos:

- **Vantagens materiais:** O **Clipe de jacaré de alta qualidade** é feito de 10 mm de cobre puro. O cobre puro possui excelente condutividade elétrica, que pode garantir a transmissão estável de corrente, reduzir a perda de sinal e fornecer suporte estável de energia para equipamentos de fisioterapia.
- **Projeto estrutural:** O [clip A estrutura possui uma força de fixação forte e pode manter firmemente várias interfaces de fios ou equipamentos. Pode ser operado de forma rápida e estável para garantir uma conexão confiável.](#)
- **Recursos de conexão:** A sonda magnética correspondente usa força magnética para adsorção, eliminando a necessidade de ações com plugue pesado - e - desconectar. Pode alcançar uma conexão rápida, melhorar bastante a eficiência da operação e manter um estado estável.









Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique -se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China