

Nome do produto	Cabo de fisioterapia personalizado profissional de Guangdong 2.0 extremidades redondas de tubo para 2, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, Assim, 0 pinos de eletrodo com fio de chumbo SR ISO9001/13485, FDA, CE certificado
aplicativo	Máquina de estimulação, instrumento de fisioterapia
comprimento	10cm, 20cm, 50cm, 100 cm ou personalizado
cou	Cinza, branco, preto e personalizado
Material do condutor	Cobre enlatado
Pacote	Embalado individualmente

aplicativo:

- **Hospitais e centros de reabilitação**

Adequado para **Unidades de dezenas, Dispositivos EMS**, etc., usado para recuperação pós-operatória, espasmos musculares e manejo da dor crônica. A linha de terapia e os eletrodos fornecem transmissão de corrente estável para esses dispositivos, ajudando os pacientes a acelerar a recuperação e a aliviar a dor.

- **Fisioterapia e manejo da dor**

Aplicado em **Dispositivos de eletroterapia de baixa frequência, Dispositivos de eletroterapia pulsada**, etc., para tratar condições como artrite, ciática e dor no pescoço e no ombro. O produto garante o fluxo atual, melhora a circulação sanguínea, alivia a dor e promove a recuperação muscular.

- **Cuidado em casa e bem-estar pessoal**

Adequado para uso doméstico **Unidades de dezenas** or **Estimuladores musculares do EMS**, fornecendo aos usuários uma maneira conveniente de relaxar os músculos, aliviar a dor e se recuperar da fadiga. Os eletrodos e a linha de terapia garantem a transmissão de corrente segura, facilitando o desempenho dos usuários em casa.

- **Recuperação de atletas e medicina esportiva**

Amplamente utilizado em **Dispositivos de eletroterapia de recuperação esportiva, estimuladores elétricos**, etc., para ajudar os atletas a recuperar músculos, reduzir a dor e a fadiga pós-exercício e promover o reparo muscular e a circulação sanguínea, acelerando o processo de recuperação.

Principais recursos:

- **Tratamento eficaz:** Apresentando **2.0 eletrodos**, promovendo efetivamente a estimulação profunda dos tecidos e aumentando os resultados do tratamento.
- **Certificações profissionais:** O produto é certificado com ISO9001, ISO13485, FDA, CE e MDR, garantindo segurança e alta qualidade em todo o mundo.
- **Serviço de personalização:** Nossa fábrica oferece personalização com base em necessidades específicas do cliente, incluindo comprimento do eletrodo, combinações de acessórios e opções de embalagem.
- **Alta durabilidade:** Feito de materiais de alta qualidade, garantindo excelente durabilidade e estabilidade para uso a longo prazo.

- **Ampla aplicação:** Adequado para vários dispositivos médicos, especialmente para uso em equipamentos de eletroterapia, fisioterapia e reabilitação.
- **Configuração flexível:** Eletrodos, extremidades redondas do tubo e componentes deslizantes pode ser combinado de maneira flexível de acordo com diferentes necessidades, atendendo a requisitos personalizados.







Certificação e conformidade:

Este cabo atende a padrões estritos para garantir os níveis mais altos de qualidade e segurança na área médica:

- **ISO 13485:** A certificação garante a conformidade com os padrões internacionais para sistemas de gerenciamento da qualidade dos dispositivos médicos.
- **ISO 9001:** Certifique-se de que os produtos sejam fabricados em um sistema de gerenciamento de qualidade de som.
- **FDA aprovado:** O produto é registrado na Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA e atende aos seus padrões de dispositivos médicos.
- **Certificação CE MDR:** Está em conformidade com a regulação do dispositivo médico (MDR) da UE para garantir a segurança e a eficácia do uso médico.

Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer
of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,
medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornecerá amostras gratuitas se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

P3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do começo ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China