

Parâmetros do produto

Nome do produto	M16 M12 CONEXTORES DE 4PIN Plug Fio do fio Cabão de chamadas Botão à prova d'água para paciente Certificado ISO13485 e ISO9001 Fabricante e fornecedor de Dongguan
Conector	Conector de lemo plástico, botão de encaixe feminino de 4,0 mm feminino
Comprimento do cabo	1m ou personalizado
Cor do cabo	Preto ou personalizado
Equipamentos aplicados	EEG, ECG, EMG
Função	Transferência de sinal
MOQ	100pcs

Nosso fio de cabo M16 M12 4Pin conectores de plugue foi projetado para fornecer conectividade perfeita para sistemas de botão de chamada de enfermagem, permitindo que os pacientes sinalizem de maneira rápida e confiável para obter assistência. Os conectores 4pin M12 garantem conexões seguras, minimizando o risco de interrupções de sinal, enquanto os conectores M16 oferecem fácil instalação e compatibilidade com uma ampla gama de dispositivos médicos. Para soluções comparáveis na conectividade médica, explore nosso [Cabo de eletrodo com múltiplas líderes integradas](#), projetado para precisão em sistemas de monitoramento multicanal com configurações personalizáveis.

Com uma classificação impermeável IP67, este cabo é resistente à imersão na água e pode suportar procedimentos regulares de limpeza e desinfecção, tornando -o adequado para uso em ambientes de saúde onde a higiene é crítica. A jaqueta de PVC de nível médico é não-tóxico, sem ftalato e fácil de limpar, atendendo aos mais rigorosos padrões de segurança de saúde. Para ambientes que requerem fixação durável e higiênica, considere nosso [Cabos de ekg médico personalizado](#), projetado para oferecer desempenho confiável em equipamentos de diagnóstico com garantia de qualidade certificada pela ISO 13485.

Foto do produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10years of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO 13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO 9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, o Heymed fornece uma amostra gratuita se tivermos estoque, a amostra personalizada precisará ser cobrada um custo de configuração. Agradecemos por você nos pedir uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

A: Qualidade é prioridade. O Departamento de CQ com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008 Autenticação. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso tempo de entrega é de 2-4 semanas e podemos oferecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

A: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe em nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3º. Piso, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, Guangdong, China.