

## Parâmetros do produto

|                        |                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto        | Fio condutor de ECG de eletrodo de monitoramento reutilizável multicompatível                                                                  |
| Conector               | Conector Dupont para encaixe fêmea do eletrodo com clipe de orelha de eletrodo                                                                 |
| Comprimento do cabo    | 30 cm ou personalizado                                                                                                                         |
| Cor do cabo            | cinza médico ou personalizado                                                                                                                  |
| Equipamentos aplicados | EEG, ECG, EMG, monitor de sono                                                                                                                 |
| Função                 | Os cabos condutores de ECG conectam os eletrodos de ECG com o monitor de EEG para transferir o sinal de ECG do paciente para o monitor de ECG. |
| MOQ                    | 100PCS                                                                                                                                         |

Como fabricante profissional de cabos médicos ecg eeg ekg emg, fabricamos cabos de ECG personalizados [Conector de alimentação DC 2,35 para fio de encaixe fêmea duplo](#) com materiais de alta qualidade para atender ao padrão médico, oferecemos suporte a serviços OEM ODM para todos os nossos produtos a cabo, como [Cabo de eletrodo de monitoramento EEG ECG multicondutores](#). Enquanto isso, temos décadas de experiência em personalização de cabos e experiência suficiente em personalização de cabos para atender a qualquer necessidade de personalização de nossos clientes, por exemplo [Micro usb para cabo de eletrodo EEG ECG de fio multicondutor](#).

Conector A: Conector Dupont

Conector B: encaixe fêmea de eletrodo 4.0 clipe de orelha de eletrodo

Nós também temos o [SCSI 20pin para cabo ecg multi-lead para monitoramento](#) usado em dispositivo médico.

## Foto do produto:












**Informação da companhia. Visão geral**



## About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer  
of Customized Cables.



2000 M<sup>2</sup>  
Factory space with 10 years  
of production experience



100+  
Employees



OEM/ODM  
Support cable customized



TOP 500  
Bands approved  
manufacturer



## Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables,  
medical cables and chargers with good quality and best price.



## Perguntas frequentes

### **P1: posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?**

R: claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de instalação. Agradecemos que nos peça uma amostra para verificar a nossa qualidade.

### **P2: quais métodos de pagamento você aceita?**

A: PayPal, T/T, Transferência Bancária, Western Union e L/C

### **P3: como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?**

R: a qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade desde o início até o fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. etc

### **Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens de que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?**

R: sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço de OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

### **Q5: prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?**

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

### **Q6: Onde está localizada a sua fábrica? Como posso visitar lá?**

R: Claro. Temos o maior prazer em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada em 3rd. Andar, Edifício A, No.8 Kangyang 1st Street, Shebei Village, Huangjiang Town, Dongguan City, Guangdong, China.