

Parâmetros do produto

Nome do produto	Máscara facial de silicone com dispositivo de terapia de beleza facial a cabo para rejuvenescimento da pele Fabricante OEM do DongGuan
Comprimento do cabo	120cm ou personalizado
Cor do cabo	preto branco ou personalizado
Função	TENS EMS Transmissão/Massageador ECG/EKG/EEG/EMG Cabo do adaptador
Quantidade mínima do pedido	100pcs

Fabricado por uma fábrica OEM certificada por ISO13485 em Dongguan, China, esta máscara facial de silicone com dispositivo de terapia de beleza a cabo é projetada para cuidados faciais de alto desempenho. Semelhante ao nosso [eletrodo de clipe de orelha de tvns para estimulação do nervo vagus auricular](#), Este dispositivo demonstra nossa experiência no desenvolvimento de equipamentos avançados de terapia médica e de terapia de beleza.

A máscara possui silicone de nível médico para conforto, durabilidade e biocompatibilidade, garantindo uso seguro para a pele sensível. Com a tecnologia condutora integrada, o dispositivo transmite microcorrentes de baixa frequência ou terapia de luz através da conexão do cabo, promovendo a produção de colágeno, apertando os músculos faciais e melhorando a elasticidade da pele.

Ideal para salões de beleza, spas e rotinas de cuidados com a pele em casa, este dispositivo ajuda a reduzir linhas finas, restaurar a hidratação e aumentar o brilho da pele. Seu design ergonômico garante cobertura completa da face, mantendo a flexibilidade para o conforto do usuário. Para equipamentos complementares, explore nosso [Connector magnético personalizado de 10 pinos Pin Pin a 10 leads 4,0mm Cabo de ECG feminino de 4,0 mm](#), que destaca nossa engenharia de precisão na fabricação de cabos.

Também fornecemos serviços OEM/ODM, permitindo a marca, embalagem e design personalizados para atender às diversas necessidades de mercado. Com certificações internacionais como CE e ROHS, este dispositivo de máscara facial é uma escolha confiável para distribuidores globais e marcas de cuidados com a pele.

Fotos de produto:





Informações da empresa. Visão geral



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Obviamente, o Heymed fornece amostras gratuitas, se as tivermos em estoque, amostras personalizadas exigem taxas de instalação. Obrigado por nos pedir amostras para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

A: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como sua fábrica faz em termos de controle de qualidade?

Resposta: A qualidade é prioritária. O departamento de CQ com especialistas em garantia de qualidade profissional atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve a certificação ROHS, SGS, CE FCC, ISO9001: 2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Fornecemos serviços OEM/ODM. Entre em contato conosco ou nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Tempo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para enviar meu produto?

R: Nosso tempo de entrega é de cerca de 2-4 semanas e podemos fornecer uma garantia de 12 meses a partir da entrega. Usamos DHL, FedEx, UPS, TNT, EMS como clientes.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

Resposta: Claro. Estamos muito felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar nosso local de trabalho. Nossa fábrica está localizada no terceiro. Edifício A, No. 8, Kangyang 1st Street, Shebei Village, cidade de Huangjiang, cidade de Dongguan, província de Guangdong, China