

Termos comerciais: FOB shenzhen/Guangzhou/Hong Kong

Capacidade de produção: 1.000.000 unidades por mês

Pagamento: T/T, Paypal, Western Union

Local de origem: Dongguan, China

Prazo de entrega: prazo de entrega da amostra 3-7 dias, a produção em massa é de cerca de 15-20 dias

Certificados: UL, CE, ROHS, FCC, UKCA

Envio: Por via aérea, marítima ou Fedex, DHL, UPS

Quantidade mínima: 500 PCS

Características:

- Heymed 2.0mm fêmea para fêmea fio de extensão da unidade TENS Compatível com TENS 7000, Nicwell Care, TENS 3000
- Material de alta qualidade: cabos de fio premium de folha de cobre, duráveis para uso prolongado.
- Este cabo de extensão de substituição TENS: Para fins de extensão de comprimento quando seu padrão [Fio condutor DEZENAS](#) é curto e precisa de fios extras para sua máquina TENS.
- Este extensor de cabo Tens não está disponível para conexão direta aos dispositivos, é apenas uma peça de extensão de cabo.
- Mais relacionado [cabo de conexão da unidade Tens de substituição](#), não hesite em contactar-nos!

O [cabo de eletrodo tipo pino Fio condutor de substituição de unidades TENS](#) Referência do modelo:



Produtos relacionados:

[Cabo magnético de eletrodo instantâneo de ecg de 3 derivações](#)

[Cabo de eletrodo tipo pino USB tipo c para 2,0 mm](#)

Heymed Technology é um fabricante líder na China para [cabos médicos](#) e acessórios, encaixe magnético [cabo eletrodo](#) com conector de áudio de 3,5 mm, que não é apenas uma determinada especificação dos cabos de encaixe magnético, a Heymed sempre faz o melhor para personalização, que fornece as diferentes especificações de fiação, cabo, comprimento personalizado, número de cabos de eletrodo de encaixe.

Qualidade dos produtos garantida por mais de 12 meses e RoHS e alcance e certificação

A Hemed já foi certificada pela ISO 13485 Gerenciamento de qualidade de dispositivos médicos, Registro ISO 9 0 0 1 para gerenciamento de qualidade internacional e Registro ISO 1 4 0 0 1 para sistema de gestão ambiental e produtos passou nos relatórios de testes



About Us

10+ Years Experienced Professional Manufacturer of Customized Cables.



2000 M²
Factory space with 10 years
of production experience



100+
Employees



OEM/ODM
Support cable customized



TOP 500
Bands approved
manufacturer



Certificate

We followed international ISO management Standard to make our custom cables, medical cables and chargers with good quality and best price.



ISO13485

FCC

CE

ROHS



UKCA

EPR

EPR

ISO9001

Perguntas frequentes

Q1: Posso iniciar um pedido de amostra antes de pedir mais?

R: Claro, a Heymed fornece amostra grátis se tivermos estoque, a amostra personalizada precisa ser cobrada pelo custo de configuração. Agradecemos por nos solicitar uma amostra para verificar nossa qualidade.

Q2: Quais métodos de pagamento você aceita?

R: PayPal, T/T, transferência bancária, Western Union e L/C

Q3: Como está sua fábrica em relação ao controle de qualidade?

R: A qualidade é prioridade. O departamento de controle de qualidade com especialista profissional em garantia de qualidade atribui grande importância ao controle de qualidade do início ao fim. Nossa fábrica obteve autenticação Rohs, SGS, CE FCC, ISO9001:2008. Etc.

Q4: Fábrica? Sim! Posso personalizar os itens que gosto, como imprimir nosso próprio logotipo ou modificar o design?

R: Sim, somos uma fábrica com mais de 100 funcionários. Oferecemos serviço OEM/ODM. Entre em contato conosco ou com nosso representante de vendas para obter detalhes.

Q5: Prazo de entrega e garantia? Qual serviço de remessa você usará para meus produtos?

R: Nosso prazo de entrega é de cerca de 2 a 4 semanas e podemos oferecer 12 meses de garantia a partir da entrega. Usamos DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS como cliente.

Q6: Onde está localizada sua fábrica? Como posso visitar lá?

R: Claro. Estamos mais do que felizes em recebê-lo em Dongguan e mostrar-lhe nosso local de trabalho.